

MAGELLAN

64 500,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Wanna Magellan przeznaczona jest do masażu podwodnego automatycznego, kąpeli perełkowej oraz chromoterapii

Opis produktu:

Wielofunkcyjna wanna do hydroterapii Magellan

Wanna Magellan przeznaczona jest do: masażu podwodnego automatycznego, kąpeli perełkowej oraz chromoterapii.

Wanna do hydroterapii umożliwia wykonywanie masażu podwodnego automatycznego. Elektroniczny panel sterowania oraz układ dysz (5 sekcji dysz: stopy, podudzie, kolana, biodra, kręgosłup) pozwalają na indywidualne zaprogramowanie kolejności pracy sekcji. Istnieje możliwość wyłączenia dowolnej sekcji, aby ominąć daną partię ciała. Dodatkowo panel elektroniczny pozwala na ustawienie łącznego czasu trwania zabiegu, czasu pracy poszczególnej sekcji, automatyczne wyłączenie urządzenia po skończonym zabiegu oraz daje możliwość zapisywania około 20 programów terapeutycznych.

Wielkimi atutami wanny Magellan są:

- ekonomiczne zużycie wody
- wyeliminowanie konieczności przebywania personelu przez cały czas trwania zabiegu
- nowoczesny kształt i wygląd
- regulowana podpórka pod stopy - możliwość dopasowania do wzrostu pacjenta
- innowacyjne rozwiązanie bezwylewkowe
- dotykowy kolorowy panel sterowania - wersja MAGELLAN
- AutoTest - automatyczny test sprawności bezpieczników - wersja MAGELLAN

Elektroniczny system sterowania pozwala na połączenie hydromasażu z działaniem systemu kąpeli perełkowej (11 x 5 dysz). **Wanna Megellan** wyposażona jest również w system chromoterapii - wiązka 25 wielokolorowych diod. Niezależny panel sterowania chromoterapią umożliwia emisję 7 barw podstawowych oraz barw pochodnych. Cyfrowy sterownik zapewnia kontrolę czasu świecenia kolorów, możliwość indywidualnego doboru cykli świecenia przemiennego oraz kontrolę okresu pulsacji światła.

Wanna Magellan wyposażona jest w najnowocześniejsze dostępne na rynku systemy:

- dezynfekcji chemicznej sterowany elektronicznie
- wskaźnik braku środka dezynfekcji
- automatycznego spustu wody sterowany elektronicznie
- spustu wody z instalacji i pompy sterowany elektronicznie

- automatycznego napełniania wanny
- dotykowy, kolorowy panel sterowania

Wanna do hydroterapii Magellan posiada:

- system dezynfekcji z wykorzystaniem lampy ultrafioletowej

Cechy produktu:

Pojemność (l.): 320

Ilość dysz: 104

Długość (mm): 2200

Szerokość (mm): 950

Wysokość (mm): 980

Specyfikacja techniczna

poziom 1 1 - 110 litrów poziom 2 220 litrów wymiary (dł x sz x wys) 2200 x 950 x 980 mm

Wyposażenie**Wyposażenie standardowe**

- Pysznic ręczny
- Masaż podwodny automatyczny - 34 dysze - 5 sekcji
- (stopy, podudzie, kolana, biodra, kręgosłup)
- System kąpieli perełkowej - 14 x 5 dysz
- System napełniania - automatyczny
- Ustawienie wybranego poziomu wody - automatyczny
- Sterowany elektrycznie spust wody z misy wanny oraz systemów powietrzno-hydraulicznych
- Panel sterowania kolorowy, dotykowy elektroniczny
- AutoTest - automatyczny test sprawności bezpieczników
- Zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho
- Timer
- Automatyczne wyłączenie urządzenia po upływie zadanego czasu
- Chromoterapia
- System dezynfekcji chemicznej

Wyposażenie opcjonalne

- System dezynfekcji chemicznej z wykorzystaniem lampy ultrafioletowej
- System kąpieli elektrycznej
- System aromaterapii
- System podtrzymywanie temperatury/ ogrzewanie wody w wannie

Informacje dodatkowe

Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym DTR danego urządzenia.

Widok 360

GPSR

Producent: PHU Technomex Sp z o.o.

Adres: ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, Polska

Email: biuro@technomex.pl

Telefon: +48 32 401 0350

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

