



PIZARRO

14 700,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UH-00010

Wanna do masażu wirowego stóp i podudzi Pizarro z 6 dyszami montowanymi na ścianach wanny.

Opis produktu:

Wanna do masażu wirowego stóp i podudzi Pizarro

Wanna PIZARRO przeznaczona jest do masażu wirowego kończyn dolnych (stopy i podudzia)

Masaż prowadzony jest za pomocą 6 dysz montowanych na ścianach wanny, z regulacją kierunku wypływu strumienia wody. Wanna wyposażona jest w zawór regulacji napowietrzenia wody (bierny masaż perełkowy), bezwylewkowy system napełniania oraz termomieszalnik ułatwiający regulację temperatury w trakcie napełniania. Czytelny i przejrzysty elektroniczny panel sterowania umożliwia automatyczne napełnianie, zabezpiecza pompę przed pracą na sucho, odlicza czas trwania zabiegu oraz automatycznie wyłącza masaż po jego zakończeniu. Niewielkie gabaryty i pojemność robocza (ok.40 litrów) sprawiają, że jest to doskonała od strony użytkowej i ekonomicznej wirówka do kończyn dolnych. Ponadto wanna charakteryzuje się nowoczesnym i ergonomicznym kształtem formy. Opcjonalnie istnieje możliwość doposażenia wanny **PIZARRO** w system dezynfekcji oraz elektroniczny termometr.

Atuty wanny do kończyn dolnych Pizarro

- bezwylewkowy system napełniania,
- termomieszalnik ułatwiający regulację temperatury w trakcie napełniania,
- ekonomiczne zużycie wody,
- nowoczesny i ergonomiczny kształt formy.

Cechy produktu:

Pojemność (l.): 40

Ilość dysz: 6

Długość (mm): 890

Szerokość (mm): 880

Wysokość (mm): 750

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Pojemność zabiegowa 57 l Ilość dysz 6 Wymiary (dł. x szer. x wys.) 89 x 88 x 75 cm

Wyposażenie**Wyposażenie standardowe**

- 6 dysz do masażu podwodnego
- prysznic ręczny
- automatyczny system napełniania z elektronicznym termometrem
- dotykowy panel sterowania
- zabezpieczenie pompy przed pracą "na sucho"
- timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu
- termomieszalnik
- krzesło do wirówek BETA

Wyposażenie opcjonalne

- system dezynfekcji chemicznej

Informacje dodatkowe**Informacje dodatkowe**

- Przed dostawą sprzętu konieczne jest przygotowanie przez użytkownika pomieszczenia do montażu, poprzez zapewnienie przyłącza prądu, odpływu wody oraz zaworów zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie montażowym DTR danego urządzenia.
- Uwaga - w celu właściwego dopasowania do wymagań pomieszczeń oraz ułatwienia obsługi wanny istnieje możliwość wyboru strony urządzenia po której ma zostać zamontowany włącznik.

- Masaż wirowy - zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy - wskazania i przeciwwskazania

Widok 360**GPSR**

Producent: PHU Technomex Sp z o.o.

Adres: ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, Polska

Email: biuro@technomex.pl

Telefon: +48 32 401 0350

Informacje o bezpieczeństwie**Galeria produktów:**

