

Sonotronic US - 2

5 800,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Sonotronic US-2 aparat do ultradźwięków z dotykowym kolorowym wyświetlaczem



Opis produktu:

Sonotronic US-2 aparat do ultradźwięków z dotykowym kolorowym wyświetlaczem bez głowicy w zestawie

Sonotronic US-2 to nowoczesny **aparat do terapii ultradźwiękowej**, pozwalający na wykorzystanie głowic o różnych rozmiarach. Stosowany w leczeniu chorób zwyrodnieniowych stawów, zespołów bólowych, stanów zapalnych, owrzodzeń, blizn nerwobóli i zapaleń nerwów.

Charakterystyka aparatu:

- Duży (4,3') kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym
- Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym
- Głowice dwuczęstotliwościowe: 1 MHz i 3,3 MHz o powierzchni 5 cm² lub 1cm²
- Praca ciągła i impulsowa
- Do wyboru dwie wygodne, ergonomiczne wersje głowic
- Głowice wodoodporne
- Regulacja wypełnienia impulsów płynna lub skokowa
- Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy z pacjentem
- Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń
- Programy własne - wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa)
- Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów

Zabiegi terapii ultradźwiękowej stosuje się m.in. w leczeniu:

- chorób zwyrodnieniowych stawów
- zespołów bólowych
- stanów pourazowych, złamań, naderwań i stłuczeń
- owrzodzeń, blizn, przykurczy
- stanów zapalnych
- chorób reumatycznych
- nerwobóli, zapaleń nerwów
- wybranych chorób wewnętrznych

Cechy produktu:

Niezależne kanały zabiegowe: 1

Wyświetlacz: 4,3"

Baza wbudowanych programów zabiegowych: tak

Baza programów użytkownika: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne: moc ciągła 2,5 W/ cm² moc impulsowa w szczycie 3 W/ cm² częstotliwość ultradźwięków 1 MHz lub 3,3 MHz częstotliwość impulsów 10 - 150 Hz wypełnienie impulsów płynnie: 5 - 100 %, krok 5 % skokowo: 6,25 %; 12,5 %; 25 %; 50 %

Pozostałe parametry: zegar sterujący czasem zabiegu 1 sec. - 30 min. zasilanie sieć jednofazowa ~ 230 V 10 %, 50 Hz, 50 VA klasa ochronności elektrycznej I typ B temperatura otoczenia 10°C - 40°C wilgotność względna do 85 % wymiary 335 x 270 x 125 mm masa sterownika 2.5 kg

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe:

- żel do terapii ultradźwiękowej
- instrukcja użytkownika
- bezpiecznik

Wyposażenie opcjonalne:

- głowica ultradźwiękowa SU-5: pow. 5 cm²; częst. 1 MHz lub 3,3 MHz
- głowica ultradźwiękowa SU-1: pow. 1,33 cm²; częst. 1 MHz lub 3,3 MHz
- torba do przenoszenia sprzętu

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

