

T-MP wanna medyczna

Wanna medyczna T-MP do kąpeli i zabiegów w wodzie m.in. solankowych i perełkowych. Oferta z dnia: 27-05-2022



Cechy produktu:

Pojemność (l.): 190
Ilość dysz: 55
Długość (mm): 1980
Szerokość (mm): 840
Wysokość (mm): 870

Opis produktu:

Wanna do kąpeli i zabiegów w wodzie T-MP

Wanna medyczna T-MP do kąpeli i zabiegów w wodzie przeznaczona jest do kąpeli medycznych:

- solankowych,
- perełkowych
- siarkowodorowych (T-MP/S)

Odniesienie: H-UH-THX-WANNATMP

Cechy produktu:

Galeria produktów:



Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

- Pojemność całkowita/użytkowa - 250 l/190 l
- wymiary dł. x szer. x wys. (mm) - 1980 x 840 x 870

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe:

- system napełniania

- prysznic ręczny

Wyposażenie opcjonalne:

- system kąpieli perełkowej (11 x 5 dysz)
- elektroniczny panel sterowania

Informacje dodatkowe

Widok 360