



T-MP

17 750,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UH-00035

Wanna medyczna T-MP do kąpieli i zabiegów w wodzie m.in. solankowych i perełkowych.

Opis produktu:

Wanna do kąpieli i zabiegów w wodzie T-MP

Wanna medyczna T-MP do kąpieli i zabiegów w wodzie przeznaczona jest do kąpieli medycznych:

- solankowych,
- perełkowych
- siarkowodorowych (T-MP/S)

Cechy produktu:

Pojemność (l.): 190

Ilość dysz: 55

Długość (mm): 1980

Szerokość (mm): 840

Wysokość (mm): 870

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

poziom 1 190 litrów poziom 2 250 litrów wymiary (dł x sz x wys) 1980 x 840 x 870mm

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- system napełniania
- prysznic ręczny

Wyposażenie opcjonalne

- system kąpeli perełkowej (11 x 5 dysz)
- termometr elektroniczny

Informacje dodatkowe**Widok 360****GPSR**

Producent: PHU Technomex Sp z o.o.

Adres: ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, Polska

Email: biuro@technomex.pl

Telefon: +48 32 401 0350

Informacje o bezpieczeństwie**Galeria produktów:**