

LAGUNA PLUS

Wanna do masażu wirowego LAGUNA PLUS dedykowana do kąpeli balneologicznych i hydromasażu. Oferta z dnia: 17-01-2022



Cechy produktu:

Pojemność (l.): 200
 Ilość dysz: 50
 Długość (mm): 2200
 Szerokość (mm): 870
 Wysokość (mm): 790

Opis produktu:


Wanna do masażu wirowego LAGUNA PLUS

- **Wanna Laguna Plus** służy do kąpeli balneologicznych oraz do hydromasażu.
- **Laguna Plus** posiada 25 dysz do masażu wirowego, pozwalających realizować masaż całego ciała. Dysze wyposażone są w funkcję napowietrzania strumienia wody, pozwalającą regulować siłę masażu.
- Możliwość skorzystania z chromatoterapii uprzyjemnia kąpiel w wannie.
- Elegancki nowoczesny design i przyjemna kolorystyka oraz doskonała jakość wykonania i trwałość wanien znanej od lat firmy **Chirana Progress** sprawia, że doskonale sprawują się w placówkach służby zdrowia, sanatoriach, ośrodkach SPA i wellness.

Odniesienie: -

Cechy produktu:

Galeria produktów:



Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne:

- Dysze - 25 dysz do masażu wirowego

- Pojemność użytkowa 200 l
- Waga 114 kg
- Wymiary zewn. (dł. x szer. x wys.) w mm 2200 x 870 x 79
- Zasilanie 3 x 400 V/ 50 Hz
- Moc 800 VA
- Czas napełniania (do poj. użytkowej) 2,5 min
- Czas wypuszczania wody 2,2 min

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe:

- 25 dysz do hydromasażu
- system przepłukiwania dysz
- przyłącze wody dodatkowej
- prysznic ręczny do higienicznego czyszczenia wanny

Wyposażenie opcjonalne:

- Chromatoterapia
- Podłączenie do systemu recyklingu
- Podparcie nóg
- Schody
- Odkamienianie - Elektromagnetyczny zmiękcacz wody
- Ruszt perełkowy
- Przyłącze do rusztu perełkowego
- Przyłącza wody dodatkowej
- Wąż do masażu podwodnego

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat hydroterapii znajdziesz na stronie:

- Wskazania i przeciwwskazania do hydroterapii

Widok 360