

KZ 2

890,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: H-UZ-KNB-KZ\_RM\_BI

Kozetka lekarska KZ - wykonana z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor biały.

## Opis produktu:

**Kozetka lekarska KZ 2 - wykonana z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor biały**

**Kozetka lekarska KZ** - wykonana z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor biały. Tapicerka 2-częściowa z regulowanym zagłówkiem. Wyposażona w uchwyt na papier.

**Kozetka** metalowa jest produktem idealnym dla gabinetów lekarskich i gabinetów zabiegowych. **Kozetka lekarska KZ** wykonana została z profili lub rur stalowych. Posiada tapicerkę 2-częściową z regulowanym zagłówkiem. Dodatkowo model kozetki wykonany z rurek stalowych wyposażony jest standardowo w uchwyt na papier.

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

---

szerokość 61 cm długość 182 cm wysokość 51 regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie -60° + 50 ° waga 30 kg maksymalne obciążenie 150 kg

## Wyposażenie

### Wyposażenie opcjonalne

---

- uchwyt na papier

## Informacje dodatkowe

### Gwarancja

---

- konstrukcja metalowa - 2 lata

- tapicerka - 1 rok
- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

## Widok 360

### Galeria produktów:

