

## Mobile Flex

14 364,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Suwnica jezdna Mobile Flex rama jezdna o regulowanej wysokości i szerokości



### Opis produktu:

#### Suwnica jezdna Mobile Flex rama jezdna o regulowanej wysokości i szerokości

**Suwnica jezdna** ze stałą wysokością, w zestawieniu z modelem Luna, pozwala opiekunom przenosić w bezpieczny sposób pacjentów z łóżka, wózka inwalidzkiego, wanny/ prysznic lub podłogi. Idealne rozwiązanie do tymczasowych potrzeb, zestaw można łatwo zdemontować i usunąć z pokoju. Nie wymaga użycia narzędzi. Dopasowanie odpowiedniej wysokości zajmuje tylko kilka sekund zapewniając natychmiastową gotowość do użycia.

Teleskopowo rozsuwane prowadnice dają gwarancję i możliwość zastosowania urządzenia do większości pomieszczeń i zapewniają rozwiązanie problemów związanych z podnoszeniem i przemieszczaniem w każdej sytuacji. Rama jezdna zapewnia maksymalny udźwig do 275 kg wykorzystując w pełni możliwości i zakres pracy podnośnika podwieszanego Luna.

Zalety:

- Idealne rozwiązanie do pomieszczeń, w których istnieje przejściowa lub nagła potrzeba zastosowania systemu podwieszanego, jak np. w razie upadku lub w innych nagłych wypadkach.
- Łatwa regulacja szerokości i wysokości bez użycia narzędzi. Regulacja wysokości poprzez mechanizm sprężyny gazowej a pomocna, krótka instrukcja regulacji jest umieszczona obok na ramie.
- Podwójne koła z hamulcem. Łatwe zablokowanie poprzez lekkie naciśnięcie pedału hamulca
- Lekki system ułatwiający łatwy montaż i demontaż.
- Nowoczesny wygląd i funkcjonalność.

Główne cechy produktu:

- Nowoczesny wygląd i funkcjonalność
- Dopasowanie szerokości do warunków lokalowych
- Łatwy montaż
- Łatwa i szybka regulacja wysokości i szerokości
- Łatwe w utrzymaniu czystości

**Cechy produktu:****Specyfikacja techniczna****Parametry techniczne:**

---

Udźwig 275 kg regulowana wysokość 2160 mm - 3160 mm regulowana długość 3160 mm - 4160 mm

**Wyposażenie****Informacje dodatkowe****Widok 360****Galeria produktów:**