

Aquai

49 500,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Wanna do masażu suchego Aquai - urządzenie do masażu membranowego jest wielofunkcyjnym urządzeniem o szerokim spektrum zastosowań.



Opis produktu:

Urządzenie do masażu membranowego Aquai

Wanna do suchego masażu Aquai jest wyposażona w funkcje regulacji czasu trwania zabiegu, częstotliwości i sekwencji zmian stref masujących. 24 dysze znajdujące się w **wannie do masażu membranowego AQUAI** podzielone są na 6 stref masujących. Regulowana jest także temperatura wody, aby zapewnić komfort podczas zabiegu masażu na sucho, temperatura wody jest podtrzymywana przez cały czas wykonywania zabiegów.

Urządzenie do masażu relaksacyjnego **Aquai** posiada sześć fabrycznych programów regulujących przebieg masażu, użytkownik ma możliwość wprowadzania własnych programów masażu membranowego wykonywanego w wannie. Masaż suchy wykonany za pomocą uderzenia urządzenia do masażu relaksacyjnego Aquai poprawia krążenie krwi zwiększając transport tlenu do tkanek. Zwiększa się poziom endorfin odpowiedzialnych za tolerancję bólu. Działanie ciepłej wody w połączeniu z mechanicznym oddziaływaniem na tkanki, wpływa na organizm rozluźniająco, obniża poziom stresu, zwiększa ruchomość kończyn pacjenta.

Cechy charakterystyczne wanny do masażu Aquai:

- 6 niezależnych stref masujących wanny do masażu
- wszystkie dysze mogą pracować jednocześnie
- 6 fabrycznych programów masażu wanny do masażu na sucho
- możliwość ustawienia i zapisania programów użytkownika
- masaż jest bezpieczny dla użytkownika
- komfortowy dla pacjenta przebieg masażu z zachowaniem intymności
- krótki czas przygotowania pacjenta do zabiegu

- higieniczne warunki wykonania masażu
- nie wymaga podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej
- wielokrotne wykorzystanie czynnika masującego
- nie wymaga odprowadzenia wody zużytej po każdym zabiegu
- grzałka wody utrzymująca stałą temperaturę
- dotykowy panel sterujący wanny do hydroterapii
- poświetlenie LED u podstawy

Zalety zabiegu wanną do masażu Aquai:

- poprawa krążenia krwi oraz metabolizmu organizmu
- poprawa transportu tlenu do mięśni
- zwiększenie zakresu ruchu kończyn

- redukcja stresu, działanie relaksacyjne
- możliwość ustawienia i zapisania programu użytkownika

Cechy produktu:

Ilość dysz: 24
Długość (mm): 2400
Szerokość (mm): 1150
Wysokość (mm): 700

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne wanny do masażu suchego:

- Pojemność: 170 l
- Moc: 3,5 kW
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 2400 x 1150 x 700 mm
- Masa: 160 kg (bez wody)

Wyposażenie

Opcje dodatkowe wanny:

AUDIO - wysokiej jakości głośniki umiejscowione pod obudową urządzenia. Do odtwarzania muzyki wymagany jest dowolny odtwarzacz cd / mp3/ wma wyposażony w wyjście słuchawkowe MINI JACK. Sterowanie odbywa się z poziomu panelu lub pilota wchodzącego w skład odtwarzacza.

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

