

## Galaxy Jupiter S3.F0

6 495,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół do masażu i rehabilitacji Jupiter S3.F0 - trzyczęściowy pozwalający na wygodną pracę z pacjentem.



### Opis produktu:

#### Stół do masażu i rehabilitacji Jupiter S3.F0 - trzyczęściowy pozwalający na wygodną pracę z pacjentem

**Stół do masażu i rehabilitacji** - trzyczęściowy pozwalający na wygodną pracę z pacjentem. Wysokość stołu regulowana za pomocą przełącznika ramowego dostępnego z czterech stron stołu. Zagłówki i część nożna regulowane wygodnie z użyciem gazowych sprężyn. Używany i polecany przez profesjonalistów.

Najbardziej funkcjonalny **stół do masażu**, który został doceniony przez terapeutów na całym świecie. Bardzo wytrzymały, stabilny, w pełni regulowany stół pozwala na wygodną i komfortową pracę z pacjentem. Zaprojektowany tak, aby jego nowoczesny design doskonale komponował się z wnętrzem gabinetu.

Cechy charakterystyczne stołu do masażu i rehabilitacji Jupiter:

- kąt nachylenia zagłówka sterowany sprężyną gazową (+40° do -70°),
- w zagłówku otwór przeznaczony na nos i brodę pacjenta, z zaślepką otworu na twarz,
- sprężynowa regulacja pozycji części nożnej w zakresie 0° - 90°,
- odporna na uszkodzenia, niepalna, dwuwarstwowa tapicerka w bogatej gamie kolorystycznej,
- rama stołu do masażu malowana proszkowo, solidna, krzyżakowa konstrukcja,
- uchwyty do przypięcia pasów do stabilizacji,
- podstawa jezdna z dwoma kółkami i dwiema stopkami, zmianą ustawień stołu do rehabilitacji wyposażony w dwa magnetyczne klucze dostępu,
- Hallotronic - system elektrycznej regulacji wysokości z wykorzystaniem ramy umieszczonej dookoła podstawy stołu (od 52 do 102 cm), rama dostępna z czterech stron,
- gumowe, antypoślizgowe stopki z regulacją 1 cm do poziomowania stołu na nierównych płaszczyznach

Opcja Limfa - Funkcja drenażu limfatycznego

Poprzez dodanie specjalnych oddzielnych oparć na kończyny górne możliwa jest łatwiejsza praca z pacjentkami po mastektomii. Niezależnie regulowane oparcia kończyn górnych są stosowane podczas masażu limfatycznego. Tak wyposażony stół nadaje się znakomicie do manualnego drenażu limfatycznego bez kompresji lub z kompresją jak i do wspomagania automatycznego masażu limfatycznego przy pomocy urządzeń typu BOA.

## Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna  
Regulacja wysokości: hydrauliczna  
Ilość sekcji: 3

## Specyfikacja techniczna

szerokość 64 cm długość 205 cm wysokość 50 - 101 cm waga 87/99 kg maksymalne obciążenie 200 kg kąt nachylenia zagłówek sterowany sprężyną gazową (-70° do +40°) sprężynowa regulacja pozycji części nożnej w zakresie 0° - 90°

## Wyposażenie

### Wyposażenie opcjonalne

---

- wieszak na ręcznik papierowy
- bananek do trakcji
- pas stabilizacyjny

## Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

## Widok 360

## GPSR

Producent: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: [meden@meden.com.pl](mailto:meden@meden.com.pl)

Telefon: +48 94 347 10 43

## Informacje o bezpieczeństwie

## Galeria produktów:

