

## Galaxy Jupiter S3.F4

7 132,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Trzysekcyjny stół do masażu i rehabilitacji Jupiter S3.F4 oparty o solidną krzyżakową konstrukcję



### Opis produktu:

**Trzysekcyjny stół do masażu i rehabilitacji Jupiter S3.F4 oparty o solidną krzyżakową konstrukcję**

**Trzysekcyjny stół do masażu i rehabilitacji** oparty o solidną krzyżakową konstrukcję. Wyposażony w system regulacji zagłówka i sekcji nożnej sprężynami gazowymi, elektryczną regulację wysokości stanowi komfortowe narzędzie pracy terapeuty podczas rehabilitacji czy masażu leczniczego. Używany i polecany przez profesjonalistów.

Najbardziej funkcjonalny **stół do masażu**, który został doceniony przez terapeutów na całym świecie. Bardzo wytrzymały, stabilny, w pełni regulowany stół pozwala na wygodną i komfortową pracę z pacjentem. Zaprojektowany tak, aby jego nowoczesny design doskonale komponował się z wnętrzem gabinetu.

**Stół do masażu i rehabilitacji** - trzyczęściowy pozwalający na bardzo komfortową pracę z pacjentem. Wysokość stołu do rehabilitacji jest regulowana za pomocą przełącznika ramowego dostępnego z czterech stron stołu do masażu. Zagłówek i część nożna regulowane wygodnie z użyciem gazowych sprężyn

**Stół do rehabilitacji dostępny w sprzedaży w standardowych kolorach tapicerki. W przypadku chęci zakupu modelu z tapicerką Premium lub z personalizowanymi elementami, zapraszamy do kontaktu z Obsługą Klienta.**

#### Cechy charakterystyczne

- poziom nachylenia zagłówka sterowany gazową sprężyną (-70° do +40°),
- otwór na twarz pacjenta ułatwiający oddychanie z zaślepką w zestawie,
- regulacja sekcji nożnej za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0° - 90°,
- tapicerka dwuwarstwowa, wykonana z atestowanych, niepalnych i odpornych na uszkodzenia materiałów,
- rama stołu wykonana solidnie, krzyżakowa konstrukcja,
- uchwyty do przypięcia pasów do stabilizacji,
- cztery uniesione kółka transportowe i cztery stopki do komfortowego przenoszenia i przestawiania stołu,
- stół wyposażony w technologię **Hallotronic®**, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- gumowe, antypoślizgowe stopki z regulacją 1 cm do poziomowania stołu na nierównych płaszczyznach.
- statyczne obciążenie: aż do 300 kg!

## **Opcja Limfa - Funkcja drenażu limfatycznego**

Poprzez dodanie specjalnych oddzielnych oparć na kończyny górne możliwa jest łatwiejsza praca z pacjentkami po mastektomii.

Niezależnie regulowane oparcia kończyn górnych są stosowane podczas masażu limfatycznego. Tak wyposażony stół nadaje się znakomicie do manualnego drenażu limfatycznego bez kompresji lub z kompresją jak i do wspomaganie automatycznego masażu limfatycznego przy pomocy urządzeń typu BOA.

## **Cechy produktu:**

Regulacja wysokości: elektryczna  
Regulacja wysokości: hydrauliczna  
Ilość sekcji: 3

## **Specyfikacja techniczna**

### **Parametry techniczne**

---

Szerokość 64 cm Długość 205 cm Wysokość 50-101 cm Waga 87/99 kg Obciążenie dynamiczne 200 kg

## **Wyposażenie**

## **Informacje dodatkowe**

Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów.

## **Widok 360**

## **GPSR**

Producent: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: [meden@meden.com.pl](mailto:meden@meden.com.pl)

Telefon: +48 94 347 10 43

## **Informacje o bezpieczeństwie**

## **Galeria produktów:**

