

Galaxy Jupiter S5.F0

6 874,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Pięcioczęściowy stół do masażu z opuszczanymi boczками zagłówka do masażu, rehabilitacji o stabilnej konstrukcji krzyżakowej



Opis produktu:

Stół do masażu i rehabilitacji JUPITER S5.F0

Pięcioczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z opuszczanymi boczками zagłówka o stabilnej konstrukcji krzyżakowej z elektryczną regulacją za pomocą ramy wokół podstawy stołu, łatwa regulacja zagłówka i sekcji nożnej za pomocą sprężyny gazowej, podstawa jezdna z 2 kółkami i 2 stopkami. Używany i polecany przez profesjonalistów. Najbardziej funkcjonalny **stół do masażu**, który został doceniony przez terapeutów na całym świecie. Bardzo wytrzymały, stabilny, w pełni regulowany stół pozwala na wygodną i komfortową pracę z pacjentem. Zaprojektowany tak, aby jego nowoczesny

- 5-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji,
- łatwa regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°)
- zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,
- opuszczane boczki zagłówka,
- łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do +90°),
- rączka zwalniająca system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępna z obu stron stołu,
- dwuwarstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo, stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej,
- relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,
- Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu (od 50 do 101 cm), który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości, Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- zintegrowany sterownik elektroniczny z możliwością obsługi do 2 siłowników, umiejscowiony w podstawie stołu,
- malowana proszkowo ramka wokół podstawy stołu dostępna z czterech stron,
- antypoślizgowe, gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,
- szerokość tapicerki 80 cm (opcja).

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna
Regulacja wysokości: hydrauliczna
Ilość sekcji: 5

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Szerokość 64 cm Długość 205 cm Wysokość 50-101 cm Waga 85/98 kg Obciążenie dynamiczne 200 kg

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- wieszak na ręcznik papierowy
- bananek do trakcji

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

GPSR

Producent: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: meden@meden.com.pl

Telefon: +48 94 347 10 43

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:



