

Galaxy Jupiter S5.F4

7 580,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Pięcioczęściowy stół do masażu i rehabilitacji Jupiter S5.F4 wyróżniający się nowoczesną stylistyką

Opis produktu:

Stół do masażu i rehabilitacji JUPITER S5.F4

- **Pięcioczęściowy stół do masażu i rehabilitacji** wyróżniający się nowoczesną stylistyką, nowoczesnym designem. Oparty na solidnej konstrukcji krzyżakowej, wyposażony w elektryczną regulację wysokości stołu (wykorzystująca przełącznik ramowy). Nagłówek i podnóżek sterowane gazową sprężyną. Przenoszenie stołu możliwe dzięki systemowi czterech kółek jezdnych i czterech stopek.
- **Pięcioczęściowy stół do masażu i rehabilitacji** wyróżniający się nowoczesną stylistyką. Oparty na solidnej konstrukcji krzyżakowej, wyposażony w elektryczną regulację wysokości stołu (wykorzystująca przełącznik ramowy). Nagłówek i podnóżek sterowane gazową sprężyną. Używany i polecany przez profesjonalistów.
- Najbardziej funkcjonalny **stół do masażu**, który został doceniony przez terapeutów na całym świecie. Bardzo wytrzymały, stabilny, w pełni regulowany stół pozwala na wygodną i komfortową pracę z pacjentem. Zaprojektowany tak, aby jego nowoczesny design doskonale komponował się z wnętrzem gabinetu.
- zagłówek regulowany w zakresie -70° do $+40^{\circ}$ sprężyną gazową,
- wyprofilowany w zagłówku otwór ułatwiający pacjentowi oddychanie podczas zabiegu,
- możliwość opuszczenia bocznych zagłówek,
- dwuwarstwowa, niepalna i odporna na zdrapania tapicerka w wielu wersjach kolorystycznych,
- stabilna rama malowana proszkowo,
- po obu stronach stołu uchwyty do mocowania pasów,
- system jezdny wyposażony w dwie pary kółek i dwie pary antypoślizgowych stopek,
- stół wyposażony w technologię **Hallotronic®**, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości,
- **Personal Authorization System** - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu. System musi zapewniać bezpieczeństwo nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci pilota bądź pedału nożnego,
- stopki antypoślizgowe, gumowe z regulacją wysokości do 1 cm (pozwalają na wypoziomowanie stołu).
- Statyczne obciążenie: aż do 300 kg!

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Regulacja wysokości: hydrauliczna

Ilość sekcji: 5

Układ jezdny: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Szerokość 64 cm Długość 205 cm Wysokość 50 - 101 cm Waga 92/104 kg Obciążenie dynamiczne do 200 kg

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- wieszak na ręcznik papierowy
- bananek do trakcji
- pas stabilizacyjny

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

GPSR

Producent: Meden-Inmed sp. z o.o.

Adres: ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, Polska

Email: meden@meden.com.pl

Telefon: +48 94 347 10 43

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:



