



## ProfiSonic

3 510,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Inhalator ultradźwiękowy ProfiSonic

### Opis produktu:

#### ProfiSonic- inhalator ultradźwiękowy

ProfiSonic to bezszmerowy inhalator ultradźwiękowy.

#### Cechy charakterystyczne inhalatora

- intensywna nebulizacja
- wyświetlacz LCD
- zegar do ustawienia czasu w zakresie 1-100 minut
- prosta obsługa

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

##### Parametry techniczne

prędkość inhalowania 0-3 ml/ min częstotliwość ultradźwiękowa 1,7 MHz rozmiar cząstki 0,5 - 5,0  $\mu\text{m}$  przepływ powietrza max. 20 l/ min pojemność pojemnika na lekarstwo 150 ml pojemność pojemnika na wodę 300 ml poziom głośności 35 dB (A) wymiary 260 x 250 x 200 mm masa 2 kg

### Wyposażenie

#### Wyposażenie standardowe

- maska dla dzieci
- maska dla dorosłych
- ustnik
- pojemnik na lekarstwo

- zasilacz sieciowy
- wąż silikonowy do sterylizacji w autoklawie 90cm
- filtr antybakteryjny

### **Wyposażenie opcjonalne**

---

- stojak jezdny

### **Informacje dodatkowe**

#### **Informacje dodatkowe**

---

- Inhalatory - rodzaje i zastosowanie
- Terapia inhalacyjna - wszystko co musisz wiedzieć

### **Widok 360**

### **Galeria produktów:**

