

Nebutur 310

4 644,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Inhalator ultradźwiękowy Nebutur 310



Opis produktu:

Inhalator ultradźwiękowy Nebutur 310

Inhalator ultradźwiękowy Nebutur 310 przeznaczony jest do pracy ciągłej w klinikach, praktykach prywatnych oraz do użytku domowego. **Inhalator** dostosowany jest do inhalacji wodą, solankami i lekami oraz inhalacji ciepłym aerozolem.

Charakterystyczne cechy inhalatora ultradźwiękowego Nebutur 310

- bezszmerowa praca
- unikalne wyposażenie do inhalacji małymi ilościami leków
- czterostopniowy przełącznik gęstości nebulizacji
- nieskomplikowana dezynfekcja akcesoriów: na zimno w płynie lub w autoklawie
- zabezpieczenie przed pracą na sucho

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

typ przetwornika ultradźwiękowy nie wymagający regulacji częstotliwość ultradźwiękowa 1,7 MHz tryb pracy ciągła przepływ powietrza 30 l/ min maks. wydajność roztworu: 8 ml/ min rozmiar cząstki 0,5 - 6,0 µm zabezpieczenie przed pracą na sucho: obwód przerywający wymiary szer. x dł x wys 300 x 250 x 170 mm masa 1,85 kg

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- wąż do inhalacji Comfort 60 cm
- maska dla dorosłych
- pojemnik na lek

Wyposażenie opcjonalne

- maska dla dzieci
- ustnik

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

- Inhalatory - rodzaje i zastosowanie
- Terapia inhalacyjna - wszystko co musisz wiedzieć

Widok 360

Galeria produktów:

