

# Złącze uniwersalne "krokodylek mały" gniazdo 2 mm - czarny



**Cena produktu:**

**12,00 zł z wliczonym  
podatkiem**

**Cechy produktu:**

**Cechy produktu:**

**Kody produktów:**

Odniesienie: H-AE-  
JBC-MA1\_CA  
EAN13: -  
UPC: -

## **Krótki opis produktu:**

Złącze pozwala na podłączenie kabla do elektroterapii zakończonego wtykiem "mini banan" (2mm) z elektrodą nie posiadającą gniazda wejściowego, np: aluminiową, cynową, Bergoniego, samoprzylepną itp.

## **Galeria produktów:**

