

Złącze uniwersalne "krokodylek mały" gniazdo 2 mm - czarny

12,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: H-AE-JBC-MA1_CA



Złącze pozwala na podłączenie kabla do elektroterapii zakończonego wtykiem "mini banan" (2mm) z elektrodą nie posiadającą gniazda wejściowego, np: aluminiową, cynową, Bergoniego, samoprzylepną itp.

Opis produktu:

Złącze uniwersalne "krokodylek mały" gniazdo 2 mm

- Umożliwia podłączenie kabla do elektroterapii zakończonego wtykiem "mini banan"(2mm) z elektrodą samoprzylepną, aluminiową, Bergoniego, itp. nie posiadającej gniazda wejściowego.
- Występuje w kolorze **czzerwonym i czarnym**.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

