

SP-E1

6 290,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół do pionizacji SP-E1 dla pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu

**Opis produktu:****Stół do pionizacji SP-E1 z elektryczną zmianą kąta pochylenia leżyska**

- **Stoły do pionizacji SP-E1** z elektryczną zmianą kąta pochylenia leżyska, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo.
- **Stoły SP-E** wykorzystywane są do pionizacji pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu, z porażeniami, licznymi przypadkami pooperacyjnymi oraz do leczenia ciężkich stanów urazowych rdzenia kręgowego.
- Stoły mogą być również wykorzystywane do leczenia dzieci z wadami postawy oraz porażeniem mózgowym.
- Przeznaczone są dla pacjentów leżących w szpitalu, zakładzie opieki lub w domu do stopniowego przemieszczania chorego z pozycji leżącej do pionizowanej. Pacjent może wesprzeć się na regulowanych pochwytach.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Specyfikacja techniczna**Parametry techniczne**

Wymiary całkowite (dł x szer.) 201 x 68 cm Wymiary leżyska (dł. - szer.) 196 x 60 cm Wysokość 85 cm Wysokość leżyska w pozycji pionowej: 204 cm Regulacja kąta nachylenia leżyska: od 0 do +90 Waga 65 kg Maksymalne obciążenie 150 kg

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- 3 pasy stabilizacyjne

Wyposażenie dodatkowe

- pilot nożny
- system jezdny

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 67

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:



