

**SP-E2**

9 400,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół do pionizacji SP-E2 do pionizacji pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu z elektryczną regulacją wysokości.

## Opis produktu:

**Stół do pionizacji SP-E2 do pionizacji pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu z elektryczną regulacją wysokości**

**Stół do pionizacji SP-E** z elektryczną zmianą kąta pochylenia leżyska, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. **Stół SP-E** wykorzystywany jest do pionizacji pacjentów po długotrwałym unieruchomieniu, z porażeniami oraz do leczenia ciężkich stanów urazowych rdzenia kręgowego. Przeznaczony jest dla pacjentów leżących w szpitalu, zakładzie opieki lub w domu do stopniowego przemieszczania chorego z pozycji leżącej do pionizowanej. Pacjent może wesprzeć się na regulowanych pochwytach.

## Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

## Specyfikacja techniczna

### Parametry techniczne

Wymiary całkowite (dł. x szer.) 201 x 68 cm Wymiary leżyska (dł. x szer.): 196 x 60

Wysokość:

50 - 90 cm

Wysokość leżyska w pozycji pionowej:

204 cm

Regulacja kąta nachylenia leżyska:

od 0 do +90

Waga:

95 kg

Maksymalne obciążenie:

150 kg

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

---

- 3 pasy stabilizacyjne

### Wyposażenie opcjonalne

---

- system jezdny
- pilot nożny
- sandały

## Informacje dodatkowe

- Model SP-E2 posiada dodatkowo elektryczną regulację wysokości za pomocą pilota
- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

## Widok 360

## Galeria produktów:



