

Złącze uniwersalne "krokodylek duży" gniazdo 4 mm - czerwony

30,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: H-AE-SEM-SAGK4K_CE



Złącze pozwala na podłączenie kabla do elektroterapii zakończonego wtykiem "mini banan" (2mm) z elektrodą nie posiadającą gniazda wejściowego, np: aluminiową, cynową, Bergoniego, samoprzylepną itp.

Opis produktu:

Złącze uniwersalne "krokodylek duży" gniazdo 4 mm

- Umożliwia podłączenie kabla do elektroterapii zakończonego wtykiem " banan"(4 mm) z elektrodą samoprzylepną, aluminiową, Bergoniego, itp. nie posiadającej gniazda wejściowego.
- Występuje w kolorze **czerwonym i czarnym**.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

