

Złącze uniwersalne "krokodylek duży" gniazdo 4 mm - czerwony

32,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: H-AE-SEM-SAGK4K_CE



Opis produktu:

Złącze uniwersalne "krokodylek duży" gniazdo 4 mm

- Umożliwia podłączenie kabla do elektroterapii zakończonego wtykiem " banan"(4 mm) z elektrodą samoprzylepną, aluminiową, Bergoniego, itp. nie posiadającej gniazda wejściowego.
- Występuje w kolorze **czerwonym i czarnym.**

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Widok 360

GPSR

Producent: ELECTRO PJP

Adres: 13, rue de Madrid, 39500 TAVAUUX (Francja)

Email: info@electro-pjp.com

Telefon: +33 3 84 82 13 30

Importer: JBC-electronic

Adres: ul. Piłsudskiego 73, 67-100 Nowa Sól , Polska

Email: jbc@jbc.com.pl

Telefon: 605 057 993

Informacje o bezpieczeństwie: Krokodylek stanowi opcjonalne wyposażenie pomocnicze aparatu realizującego funkcję elektroterapii. Obowiązują dla niego ostrzeżenia i informacje na temat bezpieczeństwa jak dla odpowiedniego sterownika.

Galeria produktów:

