

## KRD

500,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UT-KNB-KRD

Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych KRD



## Opis produktu:

### Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych KRD

**Rotor KRD** przeznaczony jest do ćwiczeń czynnych i samowspomaganych w obrębie kończyn dolnych. Wyposażony jest w chwytak o regulowanej długości umożliwiający mocowanie do dowolnego elementu pionowego lub poziomego (krata, noga, poprzeczka przy krześle lub fotelu, słupek etc.)

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne:

---

- Szerokość: 41 cm
- Wysokość: 42 cm
- Masa: 4 kg

## Wyposażenie

#### Wyposażenie opcjonalne:

---

- W rotorach do kończyn dolnych możliwe jest zamocowanie sandałów rehabilitacyjnych mocujących stopę do pedałów

## Informacje dodatkowe

### Widok 360

**Galeria produktów:**

