

SM-2E-Ł rp

6 423,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Stół do masażu SM-2E-Ł rp - Stół do masażu suchego z elektryczną zmianą wys. leżyska z funkcją Pivota i reg. podnóżkiem 0-85°

Opis produktu:

Stół do masażu 5 segmentowy SM-2E-Ł rp z elektryczną zmianą wysokości leżyska (łamany) z regulacją podnóżka

Stół do masażu 5 segmentowy SM-2E- Ł rp z elektryczną zmianą wysokości leżyska (łamany) znajdzie swoje zastosowanie w gabinetach masażu jak i rehabilitacji. Jest to produkt wysokiej jakości, wykonany z należytą dbałością o każdy szczegół. Tapicerka winylowa jest antybakteryjna a podstawa wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo.

Stół do masażu wyposażony jest w pięciosegmentowe leżysko dzięki czemu masażysta może go dopasować do aktualnych potrzeb. W praktyce oznacza to, że masażysta ogranicza do minimum potrzebę korzystania z kształtek do masażu. Regulacja wysokości od 45 do 95 cm w tym modelu jest przez siłownik elektryczny, co oszczędza siły i czas masażysty. Kąt pochylenia zagłówek i części tylnej regulowany za pomocą sprężyn gazowych. W tym modelu jest możliwość łamania stołu za pomocą ręcznego podnośnika śrubowego, co pozwala na ustawienie pozycji Pivota. Możliwe również ustawienie do pozycji Trendelenburga. Dodatkowo posiada regulowany podnóżek (od 0 do 85 stopni). Możliwość ustawienia do pozycji fotela.

Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki dla wygody pacjenta, w opcji dodatkowej: z okrągłym otworem i z zatyczką oraz poduszką w kształcie rogala (rogal jest tani w eksploatacji: prosta wymiana, mocowany na trzech rzepach). Jest to zaawansowany produkt, który sprostą każdym wymaganiom klienta. Kolejne atuty to stabilna konstrukcja, intuicyjna obsługa, możliwość wyboru koloru jak i dodatkowych opcji wyposażenia. Wyprodukowano w Polsce (certyfikat jakości ISO 9001:2008 obejmuje produkcję, sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego oraz malowanie proszkowe).

Lekka, choć stosunkowo stabilna konstrukcja, leżysko pięciosegmentowe. Regulacja wysokości przy pomocy siłownika elektrycznego. Kąt pochylenia zagłówek oraz pochylenia części dolnej leżyska (podnóżka) regulowany za pomocą sprężyn gazowych. Ustawienie do pozycji Pivota za pomocą pokręcenia korbą umieszczoną pod leżyskiem, sprężyny gazowej lub siłownika elektrycznego. Możliwe ustawienie do pozycji Trendelenburga. Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki (okrągłe wycięcie z miękką poduszką i zatyczką - opcja na zamówienie). Podłokietniki reguluje się przy pomocy pokręteł umieszczonych pod nimi. Opcjonalnie stół może być wyposażony w uchwyt na ręczniki papierowe i kółka. Do wyboru kolor tapicerki.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna
Ilość sekcji: 5

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- wieszak na ręcznik papierowy
- komplet kształtek
- układ jezdny
- zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką
- zatyczka zagłówek
- pilot nożny
- rama sterująca

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów
- Uwaga podczas składania zamówienia proszę zwrócić uwagę, że dodatki zatyczka zagłówek i zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką oraz rama sterująca i pilot nożny się wykluczają i nie należy ich zamawiać razem !!

Widok 360

GPSR

Producent: TECH-MED Roman Paślawski Spółka Jawna

Adres: ul. Oleska 117, 45-233 Opole, Polska, Polska

Email: biuro@tech-med.com.pl

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:



