



SM-2H

7 248,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół do masażu SM-2H - Stół do masażu suchego z hydrauliczną zmianą wys. leżyska

Opis produktu:

Stół do masażu 7 segmentowy SM-2H z hydrauliczną zmianą wysokości leżyska

- **Stół do masażu** 7 segmentowy z hydrauliczną zmianą wysokości leżyska znajdzie swoje zastosowanie w gabinetach masażu jak i rehabilitacji. Jest to produkt wysokiej jakości, wykonany z należytą dbałością o każdy szczegół. Tapicerka winylowa jest antybakteryjna a podstawa wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo.
- **Stół do masażu** wyposażony jest w siedmiosegmentowe leżysko dzięki czemu masażysta może go dopasować do aktualnych potrzeb. W praktyce oznacza to, że masażysta ogranicza do minimum potrzebę korzystania z kształtek do masażu. Regulacja wysokości od 45 do 95 cm w tym modelu przez siłownik hydrauliczny, co oszczędza siły i czas masażysty. Kąt pochylenia zagłówka i części tylnej regulowany jest za pomocą sprężyn gazowych. Regulacja części lędźwiowej (do wysokości 9 cm) następuje poprzez pokręcenie korbką znajdującą się pod leżyskiem, co daje efekt podobny do zastosowania półwałka lędźwiowego.
- Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki dla wygody pacjenta, w opcji dodatkowej: z okrągłym otworem i z zatyczką oraz poduszką w kształcie rogała (rogał jest tani w eksploatacji: prosta wymiana, mocowany na trzech rzepach).
- Jest to zaawansowany produkt, który sprosta każdym wymaganiom klienta. Kolejne atuty to stabilna konstrukcja, intuicyjna obsługa, możliwość wyboru koloru jak i dodatkowych opcji wyposażenia. Wyprodukowano w Polsce (certyfikat jakości ISO 9001:2008 obejmuje produkcję, sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego oraz malowanie proszkowe).
- Lekka, choć stosunkowo stabilna konstrukcja, leżysko siedmiosegmentowe. Regulacja wysokości przy pomocy siłownika hydraulicznego sterowanego dźwigniami nożnymi po obu stronach stołu. Kąt pochylenia zagłówka oraz pochylenia części dolnej leżyska (podnóżka) regulowany za pomocą sprężyn gazowych. Podnośnik lędźwiowy regulowany jest ręcznie poprzez pokręcanie korbki pod leżyskiem. Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki (okrągłe wycięcie z miękką poduszką i zatyczką - opcja na zamówienie). Podłokietniki reguluje się przy pomocy pokręteł umieszczonych pod nimi.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: hydrauliczna
Ilość sekcji: 7

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- wieszak na ręcznik papierowy
- komplet kształtek
- układ jezdny
- zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką
- zatyczka zagłówek

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

GPSR

Producent: TECH-MED Roman Pasławski Spółka Jawna

Adres: ul. Oleska 117, 45-233 Opole, Polska, Polska

Email: biuro@tech-med.com.pl

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:



