

SM-E

7 131,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół do masażu SM-E - Stół do masażu suchego z elektryczną zmianą wys. leżyska



Opis produktu:

Stół do masażu suchego 7 segmentowy SM-E z elektryczną zmianą wysokości leżyska

Stół do masażu suchego i terapii manualnej 7 segmentowy SM-E z elektryczną zmianą wysokości leżyska jest produktem wysokiej jakości, wykonanym z należytą dbałością o każdy szczegół. Tapicerka o dużej odporności jest winylowa a podstawa wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo. Stół wyposażony jest w 7segmentowe leżysko dzięki czemu terapeuta może go dopasować do aktualnych potrzeb. Regulacja wysokości następuje w tym modelu przez siłownik elektryczny, sterowany pilotem ręcznym lub przyciskami umieszczonymi w przedniej części ramy stołu, co oszczędza siły i czas terapeutę. Regulacja poszczególnych segmentów leżyska odbywa się niezależnie przy pomocy sprężyn gazowych oraz korbką mechaniczną w przypadku dzielonej części piersiowej.

Stół wyposażony jest w stałe stopki antypoślizgowe z opcją doposażenia o system jezdny z kółkami dla możliwości przesuwania stołu z miejsca na miejsce. Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki dla wygody pacjenta, w opcji dodatkowej: z okrągłym otworem i z zatyczką oraz poduszką w kształcie rogała (rogał jest tani w eksploatacji: prosta wymiana, mocowany na trzech rzepach).

Jest to zaawansowany produkt, który sprosta każdym wymaganiom klienta. Kolejne atuty to stabilna konstrukcja, intuicyjna obsługa, możliwość wyboru koloru jak i dodatkowych opcji wyposażenia. Wyprodukowano w Polsce (certyfikat jakości ISO 9001:2008 obejmuje produkcję, sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego oraz malowanie proszkowe).

- Stabilna konstrukcja, leżysko 7 segmentowe.
- Regulacja wysokości przy pomocy siłownika elektrycznego sterowanego pilotem ręcznym (nożnym lub ramą sterującą - opcja).
- Kąt pochylenia zagłówek oraz pochylenia części dolnej leżyska - podnóżka regulowany za pomocą sprężyny gazowej.
- Podnośnik lędźwiowy regulowany jest ręcznie poprzez pokręcanie korbki pod leżyskiem.
- Standardowo zagłówek wykonany jest z wymodelowanym wycięciem w kształcie gruszki (okrągłe wycięcie z miękką poduszką i zatyczką - opcja na zamówienie).
- Podłokietniki reguluje się przy pomocy pokręteł umieszczonych pod nimi.

- Opcjonalnie stół może być wyposażony w uchwyt na ręczniki papierowe i układ jezdny.
- Do wyboru kolor tapicerki.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna
Ilość sekcji: 7

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- pilot nożny
- wieszak na ręcznik papierowy
- komplet kształtek
- układ jezdny
- zagłówek z okrągłą zatyczką i poduszką
- rama sterująca

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

GPSR

Producent: TECH-MED Roman Pasławski Spółka Jawna

Adres: ul. Oleska 117, 45-233 Opole, Polska, Polska

Email: biuro@tech-med.com.pl

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

