

## Stolik do badań niemowląt KS1

930,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stolik do badania niemowląt dla gabinetów pediatrycznych oraz szpitali



### Opis produktu:

#### Stolik do badań niemowląt KS1

- **Stolik do badania niemowląt** przeznaczony jest do wykonywania badań oraz zabiegów pielęgnacyjnych.
- Leżysko stolika jest obite materiałem skóropodobnym co powoduje, że jest łatwe do utrzymania w czystości.
- Podstawa jest wykonana ze stalowych profili malowanych proszkowo - w kolorze szarym.
- Wyposażony jest on w wkręcaną stopkę regulacyjną, która umożliwia wypoziomowanie stolika.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

##### Parametry techniczne:

---

- wysokość całkowita - 100 cm
- wysokość do leżyska - 88 cm
- szerokość blatu - 80 cm
- waga - 25 kg

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

### Widok 360

**Galeria produktów:**

