



Fotel do pobierania krwi KF2

870,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: -

Fotel do pobierania krwi KF1

Opis produktu:

Fotel do pobierania krwi KF2

- **Fotel KF2 do pobierania krwi** jest przeznaczony do ułatwienia przeprowadzenia zabiegu pobierania krwi oraz iniekcji na prawym lub lewym przedramieniu osoby poddawanej zabiegowi.
- Wyposażony w podłokietniki, które służą do podparcia przedramienia pacjenta. Istnieje możliwość dopasowania wysokości podłokietników do wzrostu pacjenta.
- Podstawa fotela jest wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo na kolor szary.
- Siedzisko i podłokietniki obite są skóropodobnym materiałem co sprawia, że jest łatwe do utrzymania w czystości.
- **Fotel KF2** jest wykorzystywany w gabinetach lekarskich, placówkach medycznych, przychodniach czy szpitalach.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Całkowita szerokość 64 cm Całkowita wysokość 85 cm Całkowita długość 70 cm

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360**GPSR**

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 67

Informacje o bezpieczeństwie**Galeria produktów:**