

Etius LM - aparat do elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii

5 990,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-UE-AST-ELMWH

Etius LM to wielofunkcyjny aparat do elektroterapii, laseroterapii i miejscowej magnetoterapii



Opis produktu:

Etius LM aparat do elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii

Etius LM jako nieliczny z **aparatów do terapii kombinowanej** został wyposażony w zupełnie nowe możliwości, takie, jak: aplikacja mikroprądów, prądów unipolarnych falujących oraz specjalnie opracowanych prądów TENS do terapii porażień spastycznych. Służy również do wykonywania półautomatycznej elektrodiagnostyki układu nerwowo-mięśniowego.

Urządzenie do rehabilitacji wyposażone jest też w kanał służący do generowania promieniowania laserowego lub pola magnetycznego niskiej częstotliwości, co w połączeniu z dwoma niezależnymi kanałami zabiegowymi, daje możliwość przeprowadzenia dwóch innych terapii w jednym czasie.

Cechy produktu:

Elektroterapia: tak
Magnetoterapia: tak
Laseroterapia: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

sterownik - maks. natężenie prądu
w obwodzie pacjenta (tryb CC) galwaniczne: 40 mA
diadynamiczne,
impulsowe: 60 mA
interferencyjne, Kotza: 100 mA,
unipolarne falujące: 60 mA
TENS: 140 mA,
tonoliza: 100 mA
mikroprądy: 1000 µA maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V zegar zabiegowy - elektroterapia 1
- 60 minut

klasa urządzenia laserowego

3B

zegar zabiegowy - laseroterapia

1 s - 99 min. 59 s

maksymalna indukcja pola magnetycznego

10 mT

częstotliwość pracy

2 - 120 Hz

parametry trybu przerywanego

impuls 1 s/ przerwa 0,5 - 8 s

zegar zabiegowy - magnetoterapia

1 - 30 minut

wymiary

30 x 23 x 11 cm

masa

6 kg

zasilanie, pobór mocy

230 V, 50/ 60 Hz, 75 W, 90 VA

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- szkolenie z obsługi aparatu
- przewód sieciowy
- kable pacjenta 2 szt.
- elektrody do elektroterapii - 6 x 6 cm 4 szt.; 7,5 x 9 cm 2 szt.
- pokrowce wiskozowe do elektrod - 6 x 6 cm 8 szt.; 7,5 x 9 cm 4 szt.
- pasy rzepowe 40 x 9 cm 2 szt; 100 x 9 cm 2 szt. lub 40 x 10 cm 2 szt; 100 x 10 cm 2 szt.
- etykiety ostrzegawcze do laseroterapii
- wtyk blokady drzwi DOOR
- bezpieczniki zapas. WTA-T 1 A/ 250 V 2 szt.
- instrukcja użytkownika
- zestaw programów i sekwencji zabiegowych
- protokół pokontrolny z badan bezpieczeństwa
- paszport techniczny
- karta gwarancyjna

Wyposażenie opcjonalne

- elektrody samoprzylepne 5 x 5 cm, 5 x 10 cm
- elektrody punktowe z adapterem 6 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm
- woreczek z piaskiem 21 x 14 cm, 21 x 28 cm
- sonda R 660 nm/ 80 mW
- sonda IR 400 mW/ 808 nm
- aplikator skanujący R+IR 100 mW + 450 mW ze statywem
- aplikator prysznicowy CL 1800 R 5 x 40 mW i IR 4 x 400 mW z uchwytem
- statyw do aplikatora prysznicowego
- światłowód prosty Ø 6 mm

- światłowód kątowy 45°Ø 6 mm
- światłowód kątowy 45°Ø 6 mm zwężany do laseropunktury
- okulary ochronne do laseroterapii
- aplikatory płaskie pola magnetycznego typu CPE1 i CPE2 z pokrowcami
- magnes stały
- torba mieszcząca aparat wraz z wyposażeniem
- stolik Versa/ Versa X

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

