

Etius LM - aparat do elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii

5 990,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-UE-AST-ELMWH

Etius LM to wielofunkcyjny aparat do elektroterapii, laseroterapii i miejscowej magnetoterapii



Opis produktu:

Etius LM aparat do elektroterapii, laseroterapii i magnetoterapii

Etius LM jako nieliczny z **aparatów do terapii kombinowanej** został wyposażony w zupełnie nowe możliwości, takie, jak: aplikacja mikroprądów, prądów unipolarnych falujących oraz specjalnie opracowanych prądów TENS do terapii porażień spastycznych. Służy również do wykonywania półautomatycznej elektrodiagnostyki układu nerwowo-mięśniowego.

Urządzenie do rehabilitacji wyposażone jest też w kanał służący do generowania promieniowania laserowego lub pola magnetycznego niskiej częstotliwości, co w połączeniu z dwoma niezależnymi kanałami zabiegowymi, daje możliwość przeprowadzenia dwóch innych terapii w jednym czasie.

Cechy produktu:

Elektroterapia: tak
Magnetoterapia: tak
Laseroterapia: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

sterownik - maks. natężenie prądu
w obwodzie pacjenta (tryb CC) galwaniczne: 40 mA
diadynamiczne,
impulsowe: 60 mA
interferencyjne, Kotza: 100 mA,
unipolarne falujące: 60 mA
TENS: 140 mA,
tonoliza: 100 mA
mikroprądy: 1000 µA maks. amplituda napięcia w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V zegar zabiegowy - elektroterapia 1
- 60 minut

klasa urządzenia laserowego

3B

zegar zabiegowy - laseroterapia

1 s - 99 min. 59 s

maksymalna indukcja pola magnetycznego

10 mT

częstotliwość pracy

2 - 120 Hz

parametry trybu przerywanego

impuls 1 s/ przerwa 0,5 - 8 s

zegar zabiegowy - magnetoterapia

1 - 30 minut

wymiary

30 x 23 x 11 cm

masa

6 kg

zasilanie, pobór mocy

230 V, 50/ 60 Hz, 75 W, 90 VA

Wyposażenie

Części standardowe

- Sterownik Etius LM
- Kabel zasilający
- Kable pacjenta
- Elektrody do elektroterapii - 6 x 6 cm
- Elektrody do elektroterapii 7,5x9cm
- Podkłady wiskozowe
- Elastyczne pasy rzepowe 100x10 cm lub 100x9 cm
- Elastyczne pasy rzepowe 40x10 cm lub 40x9 cm
- Łącznik zdalnej blokady DOOR
- Bezpieczniki zwłoczne
- Instrukcja Użytkownika
- Zestaw programów i sekwencji zabiegowych
- Protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa
- Paszport techniczny
- Karta gwarancyjna

Części opcjonalne

- Punktowy aplikator laserowy typu 400IRV3
- Uchwyt na aplikator prysznicowy
- Uchwyt na punktowy aplikator laserowy
- Pręt światłowodowy prosty
- Pręt światłowodowy kątowy
- Pręt światłowodowy kątowy do laseropunktury

- Gniazdo aplikatora światłowodowego
- Statyw prysznicz z uchwytem zaciskowym
- Aplikator pola magnetycznego typu CPE1
- Aplikator pola magnetycznego typu CPE2
- Stolik VERSA
- Stolik VERSA X
- Okulary ochronne do lasera
- Elektrody punktowe 6, 10, 15, 20 mm
- Elektrody samoprzylepne
- Złącza typu krokodylek
- Wkrętak krzyżakowy
- Woreczki z piaskiem 21x14 cm, 21 x 28 cm
- Magnes stały
- Torba na aparat i wyposażenie
- Wyłącznik pacjenta

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

