

## Elektroda rektalna (PR06)

120,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-AE-EVM-ELWAG\_PR06A

Elektroda rektalna PR06 do aparatu EM 2400



### Opis produktu:

#### Elektroda rektalna PR06

**Elektroda rektalna PR06A** to specjalistyczna sonda przeznaczona do elektrostymulacji mięśni dna miednicy oraz terapii biofeedback. Znajduje zastosowanie w leczeniu nietrzymania stolca i moczu, a także w rehabilitacji dysfunkcji mięśni zwieraczy. Dzięki swojej konstrukcji oraz wysokiej jakości materiałom zapewnia skuteczną i komfortową terapię. Wyposażona jest w dwie powierzchnie stymulujące ze stali nierdzewnej, które umożliwiają precyzyjne przewodzenie impulsów elektrycznych. Smukła i ergonomiczna budowa elektrody pozwala na łatwe i bezpieczne wprowadzenie, co zwiększa komfort pacjenta podczas zabiegów.

#### Cechy produktu

- Przeznaczona do elektrostymulacji doodbytniczej i EMG biofeedbacku.
- Wysoka skuteczność w terapii nietrzymania stolca i dysfunkcji zwieraczy.
- Smukła konstrukcja ułatwiająca aplikację.
- Powierzchnie kontaktowe wykonane ze stali nierdzewnej.
- Kompatybilna z urządzeniami do elektroterapii i biofeedbacku EMG.
- Dwa złącza typu bananowego 2 mm.

#### Zastosowanie

- Leczenie i profilaktyka nietrzymania stolca i moczu.
- Trening mięśni zwieraczy i dna miednicy.
- Terapie uroginekologiczne i proktologiczne z wykorzystaniem elektrostymulacji i biofeedbacku.
- Rehabilitacja w dysfunkcjach mięśni dna miednicy u kobiet i mężczyzn.

### Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

---

Średnica

15 mm

Długość

130 mm

Materiał elektrod

stal nierdzewna

Materiał obudowy

ABS

Typ złącza

wtyk 2 mm

## Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

## Widok 360

## GPSR

Producent: Everyway Medical Instruments Co., Ltd.

Adres: 3Fl. & 8Fl., No.5, Ln. 155, Sec. 3, Beishen Rd., Shenkeng Dist., New Taipei City 22203, Taiwan

Email: [inquiry@everyway-medical.com](mailto:inquiry@everyway-medical.com)

Telefon: +886 2 2662-0038

---

Importer: AP Plan Adam Baraniecki i Przemysław Kania Sp.J.

Adres: ul.Wolności 13M, lok.102, 64-130 Rydzyna, Polska

Email: [biuro@diamedica.pl](mailto:biuro@diamedica.pl)

Telefon: +48656193855

## Informacje o bezpieczeństwie

## Galeria produktów:



