

## Elektroda rektalna (PR06)

120,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-AE-EVM-ELWAG\_PR06A

Elektroda rektalna PR06 do aparatu EM 2400



### Opis produktu:

#### Elektroda rektalna (PR06)

- **Elektroda doodbytnicza 2-pierścieniowa PR-06** służy do elektrostymulacji mięśni Kegla przy nietrzymaniu stolca lub mięśni zwieraczy odbytu przy nietrzymaniu stolca.
- Może współpracować ze wszystkimi aparatami zaopatrzonymi w końcówki typu pigtail (mini-jack 2 mm).
- Anatomiczny kształt zapewnia większą stabilność podczas stosowania.
- Elektrody w formie dwóch pierścieni.
- Przewód na stałe zintegrowany z korpusem.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

##### Parametry techniczne

średnica 14mm długość 83mm

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

### Widok 360

**Galeria produktów:**

