



## Elektroda rektalna (PR13)

150,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-AE-EVM-ELWAG\_PR13

Elektroda rektalna PR13 do aparatu EM 2400

## Opis produktu:

### Elektroda rektalna (PR13)

- **Sonda analna** o mniejszej średnicy, którą można również stosować dopochwowo, gdy wymagana jest mniejsza sonda.
- Przesuwny ogranicznik pozwala dostosować głębokość wstawienia - płytka dla zwieracza odbytu i głębsza dla dna miednicy.
- Elektroda analna o mniejszej średnicy może być stosowana w połączeniu z większością urządzeń EMS (elektryczna stymulacja mięśni) i ćwiczących dno miednicy, aby pomóc w łagodzeniu stresu, popędu, kału i mieszanego nietrzymania moczu zarówno u mężczyzn, jak i kobiet.
- Może być również stosowany jako mniejsza alternatywa dla wprowadzania dopochwowego w połączeniu z żeńskimi jednostkami odciążającymi nietrzymanie moczu.

## Cechy produktu:

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

średnica 9,6mm długość 110mm

## Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

## Widok 360

**Galeria produktów:**

