

## Okulary do lampy sollux - terapeuta

120,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%



Odniesienie: H-AO-UVX-OKTER

Okulary terapeuty do lampy sollux przepuszczają światło widzialne. Dzięki temu terapeuta dobrze widzi podczas zabiegu, a jednocześnie jego oczy są chronione.

### Opis produktu:

#### Okulary terapeuty do lampy sollux

- Okulary terapeuty do lampy sollux przepuszczają światło widzialne. Dzięki temu terapeuta dobrze widzi podczas zabiegu, a jednocześnie jego oczy są chronione.
- Okulary terapeuty sollux powinny być stosowane przez terapeutę przez cały czas gdy przebywa on w pomieszczeniu z załączoną lampą sollux. W przypadku braku ochrony wzroku, ekspozycja na promieniowanie IR może prowadzić do szybkiego zmęczenia oczu.

W swojej ofercie posiadamy także okulary do lampy sollux dla pacjenta.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

##### Parametry techniczne

**Producent** UVEX **Przeznaczenie** dla terapeuty w trakcie zabiegów światłolecznictwa **Waga** 21 g **Rozstaw zauszników** 150 mm **Zauszniki o regulowanej długości** Nie **Wersja** uvex infradur plus klasa ochrony spawalniczej 1,7 **Norma** EN 166, EN 169 **Szybka** PC szara UV400 + IR 1,7 W1 FTKN CE

### Wyposażenie

### Informacje dodatkowe

**Widok 360**

**Galeria produktów:**

