

Sonda do laseroterapii IR 400 mW/808 nm

3 630,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AL-AST-400IRV3

Sonda do laseroterapii punktowa światła podczerwonego (IR) 400 mW / 808 nm

Opis produktu:

Sonda do laseroterapii IR 400 mW/808 nm

Sonda laserowa punktowa światła podczerwonego IR 400 mW/ 808 nm przeznaczona do współpracy z aparatami:

- Polaris HP S/M,
- Polaris 2,
- Etius ULM,
- Etius LM,
- z rodziny PhysioGo
- PhysioGo.Lite LASER

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

długość fali 808 nm maksymalna moc 400 mW wymiary sondy bez kabla przyłączeniowego Ø 1,95 x 16,3 cm masa 0,5 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat laseroterapii znajdziesz na stronach

- Laseroterapia - informacje ogólnie
- Laseroterapia - cechy charakterystyczne

- Laseroterapia - często zadawane pytania
- Laseroterapia - zastosowanie w leczeniu patologii łąkotec
- Zastosowanie laseroterapii w leczeniu stopy cukrzycowej
- Zastosowanie laseroterapii w leczeniu ran
- Zastosowanie laseroterapii w biomodulacji włókien kolagenu
- Laseroterapia - wpływ na zmniejszenie bólu korzeniowego w odcinku szyjnym kręgosłupa

Widok 360

GPSR

Producent: ASTAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres: ul. Świt 33, 43-382 Bielsko-Biała, Polska

Email: astarmed@astar.eu

Telefon: 33 829 24 40

Informacje o bezpieczeństwie: Aplikator stanowi opcjonalną część odłączalną aparatu realizującego funkcję laseroterapii. Obowiązują dla niego ostrzeżenia i informacje na temat bezpieczeństwa jak dla odpowiedniego sterownika.

Galeria produktów:

