

Pysznicowy aplikator laserowy typu CL1800

8 550,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-AL-AST-CL1800WH

Pysznicowy aplikator laserowy typu CL 1800, 660 nm 5x40 mW, 808 nm 4x400 mW - Pysznic laserowy



Opis produktu:

Pysznicowy aplikator laserowy typu CL 1800, 660 nm 5x40 mW, 808 nm 4 x 400 mW Aplikator pysznicowy posiada pięć źródeł światła czerwonego i cztery źródła promieniowania podczerwonego. "Pysznic" może pracować w trybie pracy z pojedynczym źródłem promieniowania lub w klastrach. Do pracy z aplikatorem pysznicowym opracowane zostały specjalne sekwencje zabiegowe wykorzystujące jednoczesną stymulację światłem podczerwonym i czerwonym w liczbie 55.

Współpracuje z aparatami

- Polaris HP S/M,
- Polaris 2,
- Etius ULM,
- Etius LM,
- PhysioGo 400C, 500, 601C, 701I, 701C,
- PhysioGo.Lite LASER

Główne cechy

- Wskaźnik sygnalizacji pracy
- Możliwość pracy w różnych trybach: klaster R 5 x 40 mW, klaster R+IR 5 x 40 mW + 4 x 400 mW

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

długość fali 4 x 800 nm i 5 x 660 nm maksymalna moc 4 x 400 mW i 5 x 40 mW wymiary akcesorium bez kabla przyłączeniowego 6,2 x 6,8 x 22,5 cm masa 0,5 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat laseroterapii znajdziesz na stronach

- Laseroterapia - informacje ogólnie
- Laseroterapia - cechy charakterystyczne
- Laseroterapia - często zadawane pytania
- Laseroterapia - zastosowanie w leczeniu patologii łąkotek
- Zastosowanie laseroterapii w leczeniu stopy cukrzycowej
- Zastosowanie laseroterapii w leczeniu ran
- Zastosowanie laseroterapii w biomodulacji włókien kolagenu
- Laseroterapia - wpływ na zmniejszenie bólu korzeniowego w odcinku szyjnym kręgosłupa

Widok 360

Galeria produktów:

