

PhysioGo 200A

6 000,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: A-US-AST-PHG200A

PhysioGo 200A aparat do ultradźwięków



Opis produktu:

Aparat do terapii ultradźwiękami PhysioGo 200A

PhysioGo 200A to **aparat do terapii ultradźwiękowej**, wyposażony w kolorową encyklopedię ułatwiającą wykonywanie zabiegów z wykorzystaniem aż 58 wbudowanych programów zabiegowych. Jednostki chorobowe są posortowane wg dziedziny lub nazwy, to fizjoterapeuta decyduje o metodzie wyboru. Praca z aparatem dzięki 7" kolorowemu wyświetlaczowi z panelem dotykowym jest niezwykle prosta i przyjemna. Fizjoterapeuci mają możliwość ustawienia, aż 50 programów użytkownika oraz nadania im nazw własnych.

Aparat do sonoterapii wyposażony jest w gniazdo umożliwiające podłączenie elektrostymulatora, w celu wykonania zabiegu terapii skojarzonej. Gniazdo oznaczone jest symbolem TS. Dla zaawansowanych użytkowników **wurządzenie do sonoterapii** posiada funkcję trybu manualnego, który umożliwia pełną kontrolę nad parametrami w trakcie zabiegu, a statystyki przeprowadzonych zabiegów, zegar czasu rzeczywistego oraz autotest, pozwala na praktyczną kontrolę nad aparatem **PhysioGo 200A. Urządzenie do ultradźwięków.**

Ze względu na uniwersalność i dostępność baterii, **aparat do ultradźwięków** PhysioGo świetnie nadaje się do wykorzystania m.in. w:

- medycynie sportowej w przypadku zgrupowań, obozów treningowych, meczy
- wszędzie tam, gdzie występują problemy z jakością zasilania

Cechy użytkowe

- Dwie częstotliwości pracy 1 MHz/ 3,5 MHz
- Wodoodporne głowice
- Efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm² i 4 cm²
- Emisja ciągła - efekt termiczny
- Emisja impulsowa - mikromasaż
- Precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu
- Kalibracja czułości głowicy według potrzeb
- Automatyczna kontrola emitowanej mocy
- W trybie manualnym pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi
- 7" kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym
- Jeden kanał zabiegowy

- Tryb manualny
- Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie
- Baza wbudowanych programów zabiegowych
- Baza programów użytkownika
- Programy ulubione
- Możliwość edycji nazw programów
- Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu
- Statystyki przeprowadzonych zabiegów
- Regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego
- Akumulator (opcja)

Cechy produktu:

Niezależne kanały zabiegowe: 1

Wyświetlacz: 7"

Tryb manualny: tak

Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie: tak

Baza wbudowanych programów zabiegowych: tak

Baza programów użytkownika: tak

Programy ulubione: tak

Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu: tak

Statystyki przeprowadzanych zabiegów: tak

Sonoterapia: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

częstotliwość pracy

1 i 3,5 MHz

efektywna powierzchnia
promieniowania

1 cm², 4 cm²

maksymalne natężenie
fali ultradźwiękowej

2/ 3 W/ cm²

częstotliwość w trybie
pulsacyjnym

16 Hz, 48 Hz, 100 Hz

wypełnienie w trybie
pulsacyjnym

5 - 75 %, krok 5 %

zegar zabiegowy

30 s - 30 minut

wymiary

34 x 28 x 11 - 16

masa

6 kg

zasilanie, pobór mocy

230 V, 50/ 60 Hz, 75 W, 90 VA

typ akumulatora

Li - Ion

pojemność akumulatora

2250 mAh

Wyposażenie

Części standardowe

- Sterownik PhysioGo
- Kabel zasilający
- Bezpieczniki zwłoczne
- Rysik pojemnościowy do ekranu LCD
- Ścierka do ekranu LCD
- Nakładki maskujące pełne
- Nakładki maskujące z wycięciem
- Instrukcja użytkownika i Opis techniczny
- Protokół pokontrolny z badań bezpieczeństwa
- Paszport techniczny
- Karta gwarancyjna

Części opcjonalne

- Przewód do terapii skojarzonej
- Głowica ultradźwiękowa typu GSW-4/1
- Głowica ultradźwiękowa typu GSW-1/1
- Uchwyt na głowicę ultradźwiękową
- Torba na aparat i części aparatu
- Stolik Versa/ Versa X
- Wkrętak krzyżakowy

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:



