

Aparat EKG M-Trace EX 3-6-12

5 724,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: H-UZ-00018

Elektrokardiograf M-Trace EX 3-6-12 z dotykowym kolorowym panelem graficznym

Opis produktu:

Elektrokardiograf M-Trace EX 3-6-12 z dotykowym kolorowym panelem graficznym

- Elektrokardiograf M-Trace EX to aparat do pomiaru EKG, posiadający 12 kanałów oraz 7" ekran graficzny z panelem dotykowym.
- Posiada również wbudowaną pamięć wewnętrzną która może pomieścić ponad 500 badań.
- Aparat EKG EX od Elektrokardiografu M-Trace różni się jedynie rozmiarem wyświetlacza i brakiem panelu dotykowego.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

- Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 4, 6 i 12 odprowadzeń EKG
- Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń
- Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51
- Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach
- Klawiatura alfanumeryczna
- Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu
- Detekcja stymulatora serca
- Wbudowany ekran graficzny kolorowy 7", umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG (rozdzielczość 800 x 480) z panelem dotykowym
- Pamięć wewnętrzna ponad 500 badań
- Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 - 112 mm (papier w kratkę lub gładki)
- Zapis w trybie ręcznym (manual)
- Zapis w trybie automatycznym (jednocześnie lub czas rzeczywisty) 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2, 12x1 odprowadzeń EKG
- Zapis wstecznego przebiegu EKG (do 10 s)
- Długi zapis (do 10 minut w pamięci aparatu) do oceny arytmii
- Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu
- Prędkość przesuwu papieru 5/ 10/ 25/ 50mm/s
- Czułość 2,5/ 5/ 10/ 20 mm/mV

- Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz
- Filtr zakłóceń mięśniowych 25/35 Hz
- Filtr adaptacyjny (automatyczny)
- Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz)
- Interfejs komunikacyjny 2 x USB
- Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanal
- Przetwornik A/C 24 bit
- Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku
- Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4)
- Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064
- Automatyczny test aparatu
- Waga max 1,3 kg (bez wyposażenia); 1,8 kg (z wyposażeniem)
- Gwarancja 24 miesiące

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- elektrody piersiowe przyssawkowych (6 szt)
- elektrody kończynowe klipsowe (4 szt.) dla dorosłych
- 1 komplet kabli
- żel 0,5 l
- papier 112 mm x 25 m (1 rolka)

Wyposażenie dodatkowe

- Pamięć ponad 1000 badań
- Interfejs komunikacyjny: BLUETOOTH lub WI-FI
- M-BASE I - oprogramowaniem umożliwiające rejestrację, analizę, interpretację i archiwizację zapisów EKG na komputerze
- M-BASE II - oprogramowaniem umożliwiające rejestrację i archiwizację zapisów EKG w telefonie komórkowym (Android 2++) oraz bezpośredni przesył na dowolną skrynkę e-mail
- Oprogramowanie do przeprowadzania prób wysiłkowych

Informacje dodatkowe

- Jak rozumieć i interpretować krzywą EKG
- EKG w M-Trace EX 3-6-12

Widok 360

GPSR

Producent: M4Medical Spółka z o.o.

Adres: ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, Polska

Email: info@m4medical.com

Telefon: 501 407 094

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

