

## Aparat EKG M-Trace 3-6-12

4 500,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UI-M4M-EKGMTR-EX

Elektrokardiograf M-Trace 3-6-12 z wbudowanym kolorowym ekranem graficznym



### Opis produktu:

#### Elektrokardiograf M-Trace 3-6-12 z wbudowanym kolorowym ekranem graficznym

- Elektrokardiograf M-Trace to aparat do pomiaru EKG z 12 kanałami i 5,7" ekranem graficznym.
- Aparat do EKG posiada pamięć wewnętrzną do przeprowadzenia ponad 500 badań.
- Od Elektrokardiografu M-Trace EX różni się jedynie wyświetlaczem, który w Aparacie EX jest większy i posiada panel dotykowy.

### Cechy produktu:

#### Specyfikacja techniczna

##### Parametry techniczne

- Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 4, 6 i 12 odprowadzeń EKG
- Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń
- Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51
- Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach
- Klawiatura alfanumeryczna
- Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu
- Detekcja stymulatora serca
- Wbudowany ekran graficzny kolorowy 5,7", umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG (rozdzielczość 320 x 240)
- Pamięć wewnętrzną ponad 500 badań
- Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 - 112 mm (papier w kratkę lub gładki)
- Zapis w trybie ręcznym (manual)
- Zapis w trybie automatycznym (jednocześnie lub czas rzeczywisty) 3, 4, 6, 12, 3×4+ 1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2, 12×1 odprowadzeń EKG
- Zapis wstecznego przebiegu EKG (do 10 s)
- Długi zapis ( do 10 minut w pamięci aparatu ) do oceny arytmii
- Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką
- Prędkość przesuwu papieru 5/ 10/ 25/ 50 mm/ s
- Czułość 2,5/ 5/ 10/ 20 mm/ mV
- Filtr zakłóceń sieciowych 50/ 60 Hz
- Filtr zakłóceń mięśniowych 25/35 Hz

- Filtr adaptacyjny (automatyczny)
- Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz)
- Interfejs komunikacyjny 2 x USB
- Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/ kanał
- Przetwornik A/C 24 bit
- Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku
- Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4)
- Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064
- Automatyczny test aparatu
- Waga max 1,3 kg (bez wyposażenia); 1,8 kg (z wyposażeniem)
- Gwarancja 24 miesiące

## Wyposażenie

### Wyposażenie standardowe

---

- elektrody piersiowe przyssawkowych (6 szt)
- elektrody kończynowe klipsowe (4 szt.) dla dorosłych
- 1 komplet kabli
- żel 0,5 l
- papier 112 mm x 25 m (1 rolka)

### Wyposażenie dodatkowe

---

- Pamięć ponad 1000 badań
- Interfejs komunikacyjny: BLUETOOTH lub WI-FI
- M-BASE I - oprogramowaniem umożliwiające rejestrację, analizę, interpretację i archiwizację zapisów EKG na komputerze
- M-BASE II - oprogramowaniem umożliwiające rejestrację i archiwizację zapisów EKG w telefonie komórkowym (Android 2++) oraz bezpośredni przesył na dowolną skrynkę e-mail
- Oprogramowanie do przeprowadzania prób wysiłkowych

## Informacje dodatkowe

### Informacje dodatkowe

---

- Jak rozumieć i interpretować krzywą EKG

## Widok 360

## Galeria produktów:

