

# PhysioGo 400C

**Cena produktu:**

**5 730,00 zł z  
wliczonym  
podatkiem**

**Cechy produktu:**

Niezależne kanały zabiegowe: 3  
Wyświetlacz: 7"  
Tryb manualny: tak  
Jednostki chorobowe wybierane po nazwie  
lub dziedzinie: tak  
Baza wbudowanych programów  
zabiegowych: 175  
Baza programów użytkownika: 200  
Programy ulubione: tak  
Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu:  
tak  
Statystyki przeprowadzanych zabiegów:  
tak

**Cechy produktu:****Kody produktów:**

Odniesienie: A-UL-  
AST-PHG400C  
EAN13: -  
UPC: -

**Krótki opis produktu:**

PhysioGo 400C aparat do laseroterapii z trzema niezależnymi kanałami zabiegowymi

**Galeria produktów:**

