

Etius U

**Cena produktu:**

**6 920,00 zł z
wliczonym
podatkiem**

Cechy produktu:

Niezależne kanały zabiegowe: 2
Wyświetlacz: Graficzny
Test elektrod: tak
Tryb manualny: tak
Jednostki chorobowe wybierane po nazwie
lub dziedzinie: tak
Baza wbudowanych programów
zabiegowych: 207
Baza wbudowanych sekwencji
zabiegowych: 30
Baza programów użytkownika: 110
Programy ulubione: tak
Encyklopedia z opisem metodyki zabiegu:
nie
Statystyki przeprowadzanych zabiegów:
tak
Elektroterapia: tak
Sonoterapia: tak
Terapia Skojarzona: tak

Cechy produktu:

Szkolenie: Brak,
Stacjonarne + 0 zł,
Online + 0 zł

Kody produktów:

Odniesienie: A-UE-
AST-EUWH
EAN13:
5902270301472
UPC: -

Krótki opis produktu:

Etius U - Pełna dwukanałowa elektroterapia, terapia ultradźwiękowa i terapia kombinowana.

Galeria produktów:

