

PRO 3 PLUS

8 300,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

PRO 3 stół rehabilitacyjny 3-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu.



Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny PRO 3 PLUS - 3-częściowy z elektryczną zmianą wysokości leżyska

Stół rehabilitacyjny PRO 3 PLUS - 3-częściowy stół z elektryczną zmianą wysokości leżyska za pomocą ramy wokół stołu, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Regulacja podglówek wspomagana jest sprężyną gazową. Pozycja Pivot regulowana elektrycznie. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 3

Pivot: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

długość 203 cm wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie 60-92 cm szerokość 70 cm waga 90 kg Zagłówek regulowany sprężyną gazową w zakresie -80° + 45° maksymalne obciążenie 150 kg Regulowany kąt części środkowej (Pivot) 45°

Wyposażenie

Wyposażenie opcjonalne

- system jezdny

- uchwyt na ręczniki papierowe
- podłokietniki opuszczane mechanicznie

Informacje dodatkowe

Gwarancja

- konstrukcja metalowa - 2 lata
 - tapicerka - 1 rok
 - akcesoria elektryczne - 1 rok
-
- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

