



Versa

1 500,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: A-AM-AST-VSA

Opis produktu:

Stolik Versa pod aparaturę

- Versa to nowoczesny i wytrzymały **stolik pod aparaturę**, który został zaprojektowany specjalnie dla użytkowników aparatów firmy ASTAR.
- Dzięki możliwej regulacji wysokości półek, na stoliku można ustawić do trzech aparatów.
- Szerokie i estetyczne kółka zapewniają mobilność stolika, a zamontowane przy nich blokady hamulcowe pozwalają na stabilność i bezpieczeństwo podczas wykonywania zabiegów.

Co wyróżnia stolik VERSA

- dedykowane do aparatów marki ASTAR
- mobilność (estetyczne kółka z hamulcami)
- możliwość konfiguracji
- uchwyt na elektrody/ssawki/butelkę żelu/ręcznik papierowy
- szuflada na akcesoria
- nowoczesny design

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Wymiary stolika (SxGxW) 58,0 x 49,0 x 87,5 cm Nośność górnej półki 10 kg Sumaryczna nośność dolnej dolnej półki (wraz z szufladą i zawartością) 7 kg Zakres regulacji półki dolnej 60 cm Waga 13,9 kg Wymiar zewnętrzny półki górnej (SxG) 58,0 x 34,0 cm Wymiar użytkowy półki górnej (SxG) 39,5 x 30,0 cm Wymiar zewnętrzny półki dolnej (SxG) 40,0 x 26,0 cm Wymiar zewnętrzny szuflady (SxGxW) 39,0 x 33,0 x 9,0 cm Wymiar użytkowy szuflady (SxGxW) 28,5 x 18,5 x 8,0 cm

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- półka x 2 szt

Wyposażenie opcjonalne

- element mocujący pojemnik z żelem
- szuflada na akcesoria
- uchwyt na ręczniki papierowe
- dodatkowa półka

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

