

Plantokonturograf do badania stóp

550,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Opis produktu:

Plantokonturograf do badania stóp

Plantograf wykonany jest w kształcie podłużnego, płaskiego, dwuczęściowego pudełka z możliwością nasączenia tuszem rozprowadzanym wałkiem dolnej powierzchni urządzenia. Odbicie stóp na papierze uzyskuje się poprzez odcisnięcie stopą pacjenta metodą statyczną lub dynamiczną. Według otrzymanego odbicia śladu stopy stwierdzić można miejsca podparcia stopy oraz jej kształt.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- papier o specjalnym wymiarze (100 sztuk)
- wałek
- tusz

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

- **Plantokonturograf** - zasada działania

Widok 360

Galeria produktów:

