

## AQUANESIS P

13 500,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UH-KIN-AQUP

AQUANESIS P - wirówka do masażu kończyn dolnych (stopy i podudzia).



### Opis produktu:

#### AQUANESIS P - wirówka do masażu kończyn dolnych (stopy i podudzia)

**AQUANESIS P** - wyposażona jest w 16 dysz do masażu wodnego. Sterowana jest za pomocą panelu dotykowego, posiada termometr i prysznic ręczny. Po naciśnięciu przycisku „napełnianie” na panelu dotykowym, uruchamiany jest automatycznie 15 minutowy zabieg. Po tym czasie **wanna do masażu wirowego** samoczynnie wyłącza się.

#### Cechy charakterystyczne:

- sterowanie za pomocą panelu dotykowego,
- regulacja intensywności hydromasażu podczas zabiegu,
- możliwość ustawienia czasu zabiegu,
- czujnik temperatury,
- czujnik poziomu wody,
- prysznic,
- krzesło LAMBDA.

#### Hydroterapia - wskazania do kąpiei gorących

- przewlekłe zapalenie wielostawowe
- bóle reumatyczne
- zwyrodnienia stawowe
- choroba Bechterewa
- bóle mięśniowe
- zapalenie stawu kulszowego
- zapalenie przydatków
- porażenia dziecięce
- porażenia wielonerwowe
- zapalenie gruczołu krokowego

#### Hydroterapia - przeciwwskazania do kąpiei gorących

- niewydolność mięśnia sercowego
- choroba niedokrwienności mięśnia sercowego
- stan po zawale mięśnia sercowego
- nadciśnienie tętnicze

- miażdżyca tętnic mózgowych
- stany ogólnego wyczerpania organizmu

## Cechy produktu:

Pojemność (l.): 60

Ilość dysz: 16

Długość (mm): 900

Szerokość (mm): 835

Wysokość (mm): 720

## Specyfikacja techniczna

### Parametry techniczne

---

- Pojemność zabiegowa : 55-60l
- Liczba dysz: 16
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 90 x 83,5 x 72cm
- Pobór mocy: 1,1kW
- Zasilanie: 230 V/50Hz
- Waga: 60 kg

## Wyposażenie

## Informacje dodatkowe

### Więcej informacji na temat hydroterapii znajdziesz na stronie:

---

- Hydroterapia - informacje ogólne
- Masaż wirowy - zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy - wskazania i przeciwwskazania

## Widok 360

## Galeria produktów:

