



AQUANESIS H

17 500,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: H-UH-00008

AQUANESIS H - wirówka do masażu kończyn górnych

Opis produktu:

Masaż wodny na te okolice rozluźnia mięśnie, działa przeciwbólowo oraz poprawia krążenie obwodowe. **AQUANESIS H** wyposażona jest w 10 dysz do masażu wodnego. **Wirówka** sterowana jest za pomocą panelu dotykowego, posiada termometr i prysznic ręczny. Po naciśnięciu przycisku „napełnianie” na panelu dotykowym, uruchamiany jest automatycznie 15 minutowy zabieg. Po tym czasie wanna samoczynnie wyłącza się.

Cechy charakterystyczne:

- system automatycznego napełniania,
- sterowanie za pomocą panelu dotykowego,
- regulacja intensywności hydromasażu podczas zabiegu,
- możliwość ustawienia czasu zabiegu,
- czujnik temperatury,
- czujnik poziomu wody,
- prysznic,

Hydroterapia - wskazania do kąpiei gorących

- przewlekłe zapalenie wielostawowe
- bóle reumatyczne
- zwyrodnienia stawowe
- choroba Bechterewa
- bóle mięśniowe
- zapalenie stawu kulszowego
- zapalenie przydatków
- porażenia dziecięce
- porażenia wielonerwowe
- zapalenie gruczołu krokowego

Hydroterapia - przeciwwskazania do kąpiei gorących

- niewydolność mięśnia sercowego
- choroba niedokrwienna mięśnia sercowego
- stan po zawale mięśnia sercowego
- nadciśnienie tętnicze
- miażdżyca tętnic mózgowych

- stany ogólnego wyczerpania organizmu

Cechy produktu:

Pojemność (l.): 35
Ilość dysz: 10
Długość (mm): 755
Szerokość (mm): 955
Wysokość (mm): 900

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

- Pojemność zabiegowa: 30 - 35 l
- Liczba dysz: Masaż podwodny 10
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 76 x 95 x 100 cm
- Pobór mocy: 0,9 kW
- Zasilanie: 230 V/ 50 Hz
- Waga: 60 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat hydroterapii znajdziesz na stronie:

- Masaż wirowy - zastosowanie i rodzaje urządzeń
- Masaż wirowy - wskazania i przeciwwskazania

- Hydroterapia - informacje ogólne

Widok 360

GPSR

Producent: Kinesis Sp. z o.o

Adres: ul. Dworska 19, 38-430 Miejsce Piastowe, Polska

Email: biurokinesis@kinesis.com.pl

Telefon: +48 13 435 06 45

Informacje o bezpieczeństwie

Galeria produktów:

