

PROFI L PLUS

9 600,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół do manualnego drenażu limfatycznego bez kompresji lub z kompresją



Opis produktu:

PROFI L Plus - stół do manualnego drenażu limfatycznego bez kompresji lub z kompresją

Nowy produkt **stół PRO-L do manualnego drenażu limfatycznego** wyposażony w szeroki zakres regulacji umożliwia ułożenie ciała w odpowiedniej pozycji do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych.

O jakim stole rehabilitacyjnym mowa?

Opracowane według metod Emila Voddera techniki manualnego drenażu limfatycznego zakładają, iż przy masażu okolic głowy, twarzy karku i szyi, zagłówek łóżka lub stołu winien zostać uniesiony pod odpowiednim kątem (45 stopni). Z kolei w trakcie drenażu limfatycznego tułowia (klatki piersiowej i brzucha), pacjent znajduje się w pozycji leżącej na plecach, głowa jest lekko uniesiona, zaś kończyny dolne są ugięte w stawach kolanowych (pod zgięciem kolanowym podpora). Prowadząc drenaż kończyn (zarówno górnych jak i dolnych), winny być one ułożone powyżej tułowia i zgięte w stawach. Masaż limfatyczny grzbietu prowadzony jest natomiast w ten sposób, że pacjent leży na brzuchu, głowa leży na boku lub w odpowiednim otworze w łóżku lub stole, kończyny górne są ułożone symetrycznie wzdłuż tułowia, a kończyny dolne wyprostowane, a tym zastrzeżeniem, że pod stawem skokowym umieszczany jest wałek.

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

szerokość 66 cm długość 200 cm wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) 47 - 93 cm regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie -40° + 40° waga 80 kg maksymalne obciążenie 150 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Gwarancja

- konstrukcja metalowa - 2 lata
- tapicerka - 1 rok
- akcesoria elektryczne - 1 rok

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

