

SKANLAB NG PRO

28 900,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%



Odniesienie: -

Skanlab NG Pro™ to urządzenie medyczne oparte na wykorzystaniu prądu zmiennego wysokiej częstotliwości 1 MHz. Oferta z dnia: 02-05-2024

Opis produktu:

SKANLAB NG PRO - pole elektryczne wielkiej częstotliwości Nowa metoda terapii polem elektrycznym wielkiej częstotliwości - skuteczna i bezpieczna diatermia:

- Może pracować w każdym pomieszczeniu
- Bezpieczna dla terapeuty i pacjenta
- Nie wymaga stosowania siatki Faradaya
- Szersze możliwości terapeutyczne
- Potwierdzona duża skuteczność

Skanlab NG Pro™ Skanlab NG Pro™ To urządzenie medyczne oparte na wykorzystaniu prądu zmiennego wysokiej częstotliwości 1 MHz, w celu wzbudzenia pola elektrycznego pomiędzy płytkami kondensatora (metoda kondensatorowa).

Aparat wywołuje głębokie przegrzanie tkankowe, co powoduje przyspieszenie przemiany materii, rozszerzenie naczyń, zwiększenie przepływu płynów ustrojowych, zmniejszenie odczuć bólowych i rozluźnienie aparatu nerwowo-mięśniowego. W porównaniu do dotychczasowych aparatów typu diatermia **Skanlab NG Pro™** generuje falę elektromagnetyczną o większej długości, co daje bardziej równomierne przegrzanie tkanek i niemalże eliminuje możliwość oparzenia skóry u chorego. Istotną zaletą aparatu jest możliwość przeprowadzenia terapii lokalnej ściśle nacelowanej na miejsce objęte procesem chorobowym, co sprawia, że uzyskane efekty terapeutyczne są znacznie większe w porównaniu z dotychczasowymi aparatami typu diatermia krótkofalowa. Ponadto tego rodzaju możliwość eliminuje obciążenie całego ustroju osoby leczonej polem elektromagnetycznym.

Skanlab NG Pro™ pozwala na uzyskanie efektów w znacznie krótszym czasie niż możliwe jest to przy użyciu innych stosowanych dotychczas metod fizykoterapii.

Cechy szczególne aparatu Skanlab NG Pro™

Aparat do diatermii Skanlab NG Pro™ jest unikalnym urządzeniem - bazuje na wykorzystaniu fali o długości 300 m (diatermia krótkofalowa 11 m), co pozwala na osiągnięcie głębszej penetracji. Ponadto, dzięki zastosowaniu małych elektrod, **aparat do diatermii Skanlab NG Pro™** zapewnia selektywną miejscową terapię.

Urządzenie może pracować w sąsiedztwie innych aparatów do elektroterapii, urządzeń radiowo-telewizyjnych, komputerów, itp. **Skanlab NG Pro™** przewyższa pod względem skuteczności klasyczne diatermie, posiada więcej wskazań niż ultradźwięki 1 MHz.

Cechy produktu:**Cechy produktu:****Galeria produktów:****Specyfikacja techniczna****Wyposażenie****Informacje dodatkowe****Referencje i literatura**

W ostatnich latach w **aparaty do diatermii Skanlab NG Pro™** zostały wyposażone wiodące kliniki, szpitale, jak i kluby sportowe w Norwegii, Szwecji, Danii, Niemczech, Anglii, Austrii, Szwajcarii, Japonii i USA. Uzyskano pozytywne opinie o walorach użytkowych i wartości terapeutycznej urządzenia. Opinie te bazują zarówno na doświadczeniach praktycznych jak i pełnych klinicznych eksperymentach naukowych. Badania przeprowadzone przez zespół prof. Rodahl'a dowodzą niezwyklej skuteczności urządzenia w terapii takich chorób jak:

Biodro

- zapalenie stawu biodrowego
- zapalenie ścięgna przywodziciela
- zapalenie kaletki maziowej krętarza
- zespół mięśnia gruszkowatego

Udo

- kontuzja ścięgna udowego
- kontuzja mięśnia czworogłowego uda

Plecy

- bóle dolnego odcinka kręgosłupa
- detonizacja mięśni
- mięśnioból
- zabiegi przed terapią manualną, mobilizacja, stretching

Łydka/goleń

- zapalenie ścięgna mięśnia piszczelowego
- zapalenie kości piszczelowej
- przykurcz mięśnia trójgłowego łydki

Łokieć/przedramię/ręka

- łokieć tenisisty
- łokieć golfisty
- zespół mięśnia nawrotnego-obłego
- zapalenie kaletki maziowej
- zespół cieśni kanału nadgarstka

Kolano

- choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
- kolano biegacza
- urazy ścięgna
- zespół udarowo rzepkowy
- kolano skoczka

Bark

- Konflikt podbarkowy
- zespół bolesnego barku
- wspomaganie mobilizacji w przypadku barku zamrożonego

Szyja

- mięśnioból
- kręcz szyi
- dolegliwości związane z przebytych urazem typu smagnięcia biczem
- zabieg przed terapią manualną, ćwiczeniami, mobilizacją

Staw skokowy i ścięgno Achillesa

- skręcenie stawu skokowego z obrzękiem
- zespół zatoki stępu
- zapalenie ścięgna Achillesa

Widok 360