



Versa X

2 190,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 23%

Odniesienie: A-AM-AST-VSX

Versa X stolik pod aparaturę posiada dwie półki z dodatkowym wyposażeniem.

Opis produktu:

Stolik Versa X

- Versa X to nowoczesny i wytrzymały **stolik pod aparaturę**, który został zaprojektowany specjalnie dla użytkowników aparatów firmy ASTAR.
- Szerokie i estetyczne kółka zapewniają mobilność stolika, a zamontowane przy nich blokady hamulcowe pozwalają na stabilność i bezpieczeństwo podczas wykonywania zabiegów.
- **Stolik Versa X** pod aparaturę posiada dwie półki z dodatkowym wyposażeniem.

Co wyróżnia stolik Versa X

- Nowoczesny design
- Kompatybilność z aparatami marki ASTAR
- Mobilność (estetyczne kółka z hamulcami)

Cechy produktu:

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

Wymiary stolika (SxGxW) 58,0 x 49,0 x 89 cm Nośność górnej półki 10 kg Sumaryczna nośność dolnej dolnej półki (wraz z szufladą i zawartością) 7 kg Zakres regulacji półki dolnej 50 cm Waga 23 kg Wymiar zewnętrzny półki górnej (SxG) 58,0 x 39,0 cm Wymiar użytkowy półki górnej (SxG) 39,5 x 35,0 cm Wymiar zewnętrzny półki dolnej (SxG) 40,0 x 26,0 cm Wymiar zewnętrzny półki do aparatu Impactis M 45,5 x 39,0 cm Wymiar użytkowy półki do aparatu Impactis M 39,5 x 35,0 cm Wymiar zewnętrzny szuflady (SxGxW) 39,0 x 33,0 x 9,0 cm Wymiar użytkowy szuflady (SxGxW) 28,5 x 18,5 x 8,0 cm

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe

- półki 2 szt.
- nakładka na półkę dedykowana do aparatu Impactis M+
- element mocujący do zasilacza
- element mocujący pojemnik z żelazem 2 szt.
- szuflada na akcesoria
- uchwyt na ręczniki papierowe

Wyposażenie opcjonalne

- Półka do aparatu Tecaris do stolika VERSA X

Informacje dodatkowe

Widok 360

Galeria produktów:

