

PROFI 2 PLUS

6 200,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -



Stół rehabilitacyjny PROFi 2 Plus z elektryczną regulacją wysokości, sterowaną za pomocą ramą wokół podstawy stołu.

Opis produktu:

Stół rehabilitacyjny PROFi 2 Plus z elektryczną regulacją wysokości, sterowaną za pomocą ramą wokół podstawy stołu

- **Stół rehabilitacyjny PROFi 2 Plus** znajduje, zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii.
- **Stół** charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją stalową.
- Zagłówek stołu **PROFI 2 Plus** z wycięciem na twarz regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej.
- **Stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości** dzięki solidnemu wykonaniu i wzmocnionej ramie, bez wątpienia sprosta wymaganiom każdego fizjoterapeuty.
- Tapicerka Vline z systemem Easy Clean oraz zwiększoną odpornością na ścieranie stanowi standardowe wyposażenie stołu **PROFI 2 Plus**.

Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 2

Układ jezdny: tak

Specyfikacja techniczna

Parametry techniczne

długość 200 cm wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) w zakresie 47-93 cm szerokość 66 cm waga 80 kg zagłówek regulowany sprężyną gazową w zakresie -40° + 40° maksymalne obciążenie 150 kg

Wyposażenie

Informacje dodatkowe

Gwarancja

- konstrukcja metalowa - 2 lata
 - tapicerka - 1 rok
 - akcesoria elektryczne - 1 rok
-
- Kolory pokazane w formie elektronicznej mogą odbiegać od rzeczywistości ze względu na rodzaj i kalibrację monitorów

Widok 360

GPSR

Galeria produktów:

