

## PROFI 3 PLUS

7 350,00 zł z wliczonym podatkiem

VAT 8%

Odniesienie: -

Stół rehabilitacyjny PROFI 3 Plus z elektryczną regulacją wysokości, oraz regulacją części środkowej za pomocą sprężyny gazowej.



### Opis produktu:

#### Stół rehabilitacyjny PROFI 3 Plus

- Stół rehabilitacyjny PROFI 3 Plus znajduje zastosowanie w gabinetach kosmetycznych, masażu i w gabinetach fizjoterapii.
- Stół z elektryczną regulacją wysokości charakteryzuje się wzmocnioną konstrukcją stalową.
- Leżysko PROFI 3 PLUS składa się z trzech segmentów.
- Zagłówek stołu z wycięciem na twarz regulowany jest płynnie za pomocą sprężyny gazowej. Podział i łamanie leżyska za pomocą sprężyny gazowej.
- Stół PROFI 3 PLUS dzięki solidnemu wykonaniu i wzmocnionej ramie, bez wątplenia sprostą wymaganiom każdego fizjoterapeuty.

### Cechy produktu:

Regulacja wysokości: elektryczna

Ilość sekcji: 3

Pivot: tak

Układ jezdny: tak

### Specyfikacja techniczna

#### Parametry techniczne

szerokość 66 cm długość 200 cm wysokość (regulowana elektrycznie za pomocą ramy wokół stołu) 47-93 cm regulowany zagłówek sprężyną gazową w zakresie - 40° + 40° waga 80 kg maksymalne obciążenie 150 kg

## Wyposażenie

### Wyposażenie opcjonalne

---

- uchwyt na ręczniki jednorazowe
- podłokietniki opuszczane mechanicznie

## Informacje dodatkowe

### Gwarancja

---

- konstrukcja metalowa - 2 lata
- tapicerka - 1 rok
- akcesoria elektryczne - 1 rok

## Widok 360

### Galeria produktów:

